



«INNERHALB EINER STUNDE NACH DER LIEFERUNG WAR ICH AM STRAND! EIN TRAUM IST WAHR GEWORDEN UND FÜR MICH WAHRSCHEINLICH EINES DER BESTEN GEFÜHLE, DIE ICH JE HATTE. ABSOLUTE FREIHEIT.»

Nick New South Wales

RAUS AUF DIE STRASSE

Oder an den Strand, in den Wald oder durch Schnee.* Dank seines speziellen Offroad-Designs zur besten Geländetauglichkeit!

*Der Rollstuhl darf nicht durch Wasser gefahren werden.

DER PERFEKTE WEGBEGLEITER

Für diejenigen, die aktiv leben möchten und Einschränkungen nicht akzeptieren wollen, die mit Standardrollstühlen und anspruchsvollem Gelände verbunden sind.



HABEN SIE GRENZEN?

Überschreiten Sie diese – mit unserem Extreme X8 besitzen Sie die Freiheit überall hin zu fahren, Momente und Orte zu genießen, die zuvor un erreichbar waren.



magic
Mobility™

Extreme X8

AB INS GELÄNDE



Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch
Tel.: +49(0)7253-9800
kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de

000690112/Sommendruck/1000/0720

BUILT TO LAST

CUSTOMISED FOR YOUR LIFESTYLE



AUSTRALIAN MADE

Extreme
X8™



MAGIC MOBILITY EXTREME X8

Der Magic Mobility Extreme X8* bietet Ihnen die Freiheit von der Sie bisher nur geträumt haben. Unschlagbare Offroad Performance und Zuverlässigkeit in jedem Gelände: Die leistungsstarken Motoren, das effiziente Allradsystem und die 14" Offroad-Bereifung sorgen dafür, dass der X8 nahezu jedes Hindernis bezwingt.

Technische Daten:**

- Länge: 1030 mm
- Breite: 710 mm
- Sitzhöhe: 470 mm (490 mm mit abschwenkbaren Fußrasten)
- Max. Nutzergewicht: 182 kg (155 kg mit Sitzlift und Sitzneigung)
- Höchstgeschwindigkeit: 10 km/h
- Allrad-Antriebssystem
- Motor: 4-Pol, 4 x 700 W
- Fahrwerk: Lenksperre, Transportösen, Sicherheitsrolle
- Räder: Offroad-Bereifung 14" mit Stollenprofil, schwarz
- 73 Ah Gel-Batterien, wartungsfrei
- R-Net Steuerung
- Sitz-, Rückensystem: MPS
- Zentral montierte Fußraste mit Fußplatte

Optionale Optionen:

- Kombimodul Sitzlift (300 mm) / elektrisch verstellbare Sitzneigung (0° - 45°)
- Elektrische Rückenwinkelverstellung 0° - 160°
- Sitz-, Rückensysteme: Rehab
- Kopfstützen: MPS, Magic Rehab Standard
- Kopfstützenhalterungen: Standard, verstellbar (Multi-Axis)
- Fußrasten: Zentralmontiert, abschwenkbar (manuell oder elektrisch)
- Verschiedene Armlehnen & Polster

Optionen und Zubehör:

- Gepäckträger
- Weitere Optionen und Zubehör auf Anfrage

Der richtige Rollstuhl für:

- Extreme Offroad-Abenteuer
- Alltägliches Offroad-Fahren zur Arbeit und Freizeitaktivitäten
- Aktives Leben im Freien, in der Stadt

Rahmenfarben:

- Rot (Standard)
- Blau
- Schwarz
- Mandarine
- Gelb
- Grün
- Camouflage Wald (handgestaltet)
- Camouflage Militär (handgestaltet)
- Flammen (handgestaltet)

Beispiele Farbausführungen:



ROT - FELGEN SCHWARZ



BLAU - FELGEN SCHWARZ



ORANGE - FELGEN SCHWARZ

MAGIC MOBILITY
PRODUZIERT SEIT 25
JAHREN IN
MELBOURNE UND
STELLT DIE
GELÄNDEGÄNGIGKEIT
DER OFFROAD-
ELEKTOROLLSTÜHLE
TAGTÄGLICH IM
AUSTRALISCHEN
OUTBACK UNTER
BEWEIS.




AMBITIONIERTER ZIELE IN REICHWEITE BRINGEN

Mit der richtigen Technik lässt sich jede Herausforderung meistern. Der moderne Allradantrieb und leistungsstarke Motoren machen den Extreme X8 in Sachen Geländetauglichkeit zu einem unvergleichlichen Rollstuhl.

FÜR MEHR KOMFORT UND INDIVIDUELLES WOHLBEFINDEN

Wenn es darum geht den Tag zu meistern, ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, ermöglichen unsere Rollstühle ein dauerhaftes Wohlbefinden. Elektrische Optionen bieten individuelle Einstellungsmöglichkeiten und Entlastung.



ANPASSBARKEIT AN SICH ÄNDERENDE ZIELE UND BEDÜRFNISSE

Der modulare Aufbau macht Änderungen einfach, so dass Sie fast alles austauschen können. Die integrierte Verstellbarkeit ermöglicht ein „Mitwachsen“ mit Ihren Bedürfnissen und passt sich Ihren Wünschen uneingeschränkt an.



NACHHALTIGKEIT

Hochwertige Materialien und Optionen sorgen dafür, dass Ihr Offroad-Elektrollstuhl Sie über lange Zeit begleitet. Für weniger Wartungskosten und mehr Abenteuer.

* Ihr Rollstuhl ist mit Elektromotoren ausgestattet und darf NIEMALS durch Wasser gefahren werden.
** Technische Änderungen vorbehalten. Bitte online nach aktueller Version suchen. Verschiedene Modelloptionen ausgeschlossen.



Magic Mobility ist Teil
der Sunrise Medical Familie.

Magic Mobility
+61 3 8791 5600

2/112 Browns Road, Noble Park VIC 3174 Australia
sales@magicmobility.com.au

Entdecken Sie mit uns magicmobility.com.au

