



«DIESER
ROLLSTUHL HAT
MIR MEINE
FREIHEIT
ZURÜCKGEBEN
UND MIR EIN
GANZ NEUES
LEBEN
ERMÖGLICHT.»

Lisa
NEUSEELAND

REHAB SITZ- UND RÜCKENSYSTEM

Mit unserem Frontier V6 All-Terrain erleben Sie aussergewöhnlichen Komfort und Stil. Genießen Sie das Gefühl der Freiheit, jede Strecke zu befahren, die Ihnen gefällt.

KONSTRUIERT FÜR ÜBERZEUGENDE LEISTUNG AUCH ABSEITS BEFESTIGTER WEGE.



TRANSFER LEICHT GEMACHT

Der Frontier V6 ist mit einer speziellen Sitzneigungsfunktion - 13° nach vorne neigbare Sitzfläche - konfigurierbar.

DER ALL-TERRAIN MACHT DAS UNMÖGLICHE MÖGLICH

Entwickelt um JEDES Gelände zu meistern. Erobern Sie die Welt, sei es auf der Straße, im Gelände oder beengten Innenräumen.

magic
Mobility™

Frontier V6 All Terrain

FÜR ULTIMATIVE OUTDOOR ABENTEUER



Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch
Tel.: +49(0)7253-9800
kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de

000690113/Sonnendruck/1000/0720

BUILT
TO LAST

CUSTOMISED FOR
YOUR LIFESTYLE



AUSTRALIAN
MADE

Frontier
V6™



FRONTIER V6 ALL TERRAIN

Der Frontier V6* All-Terrain sticht mit seinem markanten und zugleich eleganten Profil direkt ins Auge: Das moderne Design und die ausgewählten Materialien vereinen sich mit der traditionellen Abenteuerlust der Marke Magic Mobility. Der Offroad-Elektrollstuhl mit Mittelradantrieb überzeugt durch seine hervorragende Geländegängigkeit und wird jeden beeindrucken, der unwegsames Gelände dem Asphalt vorzieht!

Technische Daten:**

- Länge: 1050 mm
- Breite: 710 mm
- Sitzhöhe: 435 mm
- Wendekreis: 580 mm
- Max. Nutzergewicht: 182 kg, (155 kg mit Sitzlift und Sitzneigung)
- Höchstgeschwindigkeit: 10 km/h
- Motor: 4-Pol, 2 x 800 W
- Antriebsräder: Niederdruckreifen 14" mit Stollenprofil, schwarz
- Felgen schwarz oder silber
- Lenkräder: 9", schwarz
- 73 Ah Gel-Batterien, wartungsfrei
- R-Net Steuerung
- Sitz-, Rückensystem MPS
- Zentral montierte Fußraste mit Fußplatte

Optionale Optionen:

- Kombimodul Sitzlift (300 mm) / elektrisch verstellbare Sitzneigung (0° - 45°)
- Elektrische Rückenwinkelverstellung 0° - 160°
- Kombimodul, Sitzlift (300 mm) / elektrisch verstellbare Sitzneigung (-13° - 45°)
- Sitz-, Rückensysteme: Rehab
- Kopfstützen: MPS, Magic Rehab Standard
- Kopfstützenhalterungen: Standard, verstellbar (Multi-Axis)
- Fußrasten: Zentralmontiert, abschwinkbar (manuell oder elektrisch)
- Verschiedene Armlehnen & Polster

Optionen und Zubehör:

- Gepäckträger
- Weitere Optionen und Zubehör auf Anfrage

Rahmenfarben:

- Rot (Standard)
- Dunkelblau
- Schwarz
- Grün
- Olivgrün
- Gelb
- Mandarine
- Pink
- Silber
- Hellblau
- Violett

Beispiele Farbausführungen:



SCHWARZ - FELGEN SILBER



OLIVGRÜN - FELGEN SILBER

MAGIC MOBILITY
PRODUZIERT SEIT 25
JAHREN IN
MELBOURNE UND
STELLT DIE
GELÄNDEGÄNGIGKEIT
DER OFFROAD-
ELEKTROLLSTÜHLE
TAGTÄGLICH IM
AUSTRALISCHEN
OUTBACK UNTER
BEWEIS.




AMBITIONIERTER ZIELE IN REICHWEITE BRINGEN

Mit der richtigen Technik lässt sich jede Herausforderung meistern. Optimale Traktion und leistungsstarke Motoren machen den Frontier V6 in Sachen Geländetauglichkeit zu einem unvergleichlichen Rollstuhl.

FÜR MEHR KOMFORT UND INDIVIDUELLES WOHLBEFINDEN

Wenn es darum geht den Tag zu meistern, ob im Freien oder im Haus, ermöglichen unsere Rollstühle ein dauerhaftes Wohlbefinden. Elektrische Optionen bieten Einstellungsmöglichkeiten und Entlastung und somit ein komfortables Fahrerlebnis.



ANPASSBARKEIT AN SICH ÄNDERNDE ZIELE UND BEDÜRFNISSE

Der modulare Aufbau macht Änderungen einfach, sodass Sie fast alles austauschen können. Die integrierte Verstellbarkeit ermöglicht ein „Mitwachsen“ mit Ihren Bedürfnissen und passt sich Ihren Wünschen uneingeschränkt an.

NACHHALTIGKEIT

Hochwertige Materialien und Optionen sorgen dafür, dass Ihr Offroad-Elektrollstuhl Sie über lange Zeit begleitet. Für weniger Wartungskosten und mehr Abenteuer.

* Ihr Rollstuhl ist mit Elektromotoren ausgestattet und darf NIEMALS durch Wasser gefahren werden.
** Technische Änderungen vorbehalten. Bitte online nach aktueller Version suchen. Verschiedene Modelloptionen ausgeschlossen.



Magic Mobility ist Teil
der Sunrise Medical Familie.

Magic Mobility
+61 3 8791 5600

3 International Court, Scoresby, Victoria 3179 Australia
sales@magicmobility.com.au

Entdecken Sie mit uns magicmobility.com.au

