

 **TOPRO**

Premiumrollatoren



DE

made in Norway



Fokus auf nachhaltige Fertigung und saubere Energie

Jeder Rollator bringt Sie von A nach B – die Frage ist nur wie. Ein Premium-Rollator von Topro bringt Sie sicherer und mit einem höheren Maß an Komfort, Stabilität und Manövrierfähigkeit als mit anderen Rollatoren. Dabei ist es unser Ziel, dies mit Herstellungsprozessen zu erreichen, die die Umwelt, in der wir und zukünftige Generationen leben, respektieren.

Als norwegischer Hersteller haben wir langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Premium-Mobilitätshilfen. Diese Erfahrung spiegelt sich in Topros breitem Produktportfolio mit nützlichen Funktionen und Design wieder und wird ergänzt durch eine breite Palette von Zubehör und Farboptionen, um individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Gleichzeitig setzen wir uns dafür ein, den Weg zu mehr Nachhaltigkeit in der Mobilitätshilfebranche zu ebnen.

Exzellente Produktqualität in Verbindung mit modularem Aufbau stehen dabei im Mittelpunkt unserer Philosophie – und sorgen für eine lange Produktlebensdauer sowie einfache Reparierbarkeit.

Zusammengenommen sind dies wichtige Bausteine, um zu einer Kreislaufwirtschaft beizutragen, die Abfall reduziert oder ganz vermeidet.

Wir sind Teil einer globalen Gesellschaft mit gemeinsamer Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft. Unsere Produktion in Norwegen nutzt deswegen ausschließlich Wasserkraft sowie umweltfreundlichstes Aluminium, um unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Wenn Sie sich also für einen Topro-Rollator entscheiden, sind wir stolz darauf, Ihnen die Gewissheit geben zu können, dass wir bei der Herstellung auf erneuerbare Energien und die nachhaltigsten Materialien in der Rollatorindustrie setzen.

Lesen Sie gerne mehr über unser Engagement zum Thema Nachhaltigkeit – zum Beispiel, wie wir sicherstellen, dass kein Plastik die Umwelt belastet – auf topromobility.com.

Unser Ziel ist es, zu Ihrer Unabhängigkeit (und der Ihrer Liebsten) beizutragen. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Alltagsmomente weiterhin gesund und sicher genießen können.

– keep on moving


Mit freundlichen Grüßen
Ihr TOPRO Mobility Team



Einführung TOPRO Step

DIE TREPPENSTEIGHILFE – ROLLATOR FÜR TREPPEN

Lesen Sie mehr darüber auf Seite 17 oder scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen auf unserer Webseite.



Die TOPRO Rollatorenfamilie für den täglichen Gebrauch

Ob Produkteigenschaften, Komfort oder Design, seit über 30 Jahren hat TOPRO seine Rollatoren kontinuierlich verbessert und sein Sortiment sinnvoll erweitert.

Wir sind davon überzeugt, dass unsere Produkte Ihnen einen Mehrwert bieten – durch die Kombination von intelligenter Funktionalität und modernem Design mit hoher Qualität und Sicherheit.



Herzlich willkommen
beim TOPRO-
Rollatoren-Berater!



ONLINE ROLLATOREN-BERATER
Der richtige Rollator für Sie:
Unser Rollatoren-Berater hilft Ihnen, den passenden Rollator für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden:





ZUHAUSE. EIN GUTES GEFÜHL.

Stylischer, platzsparend zusammenfaltbarer Indoor-Rollator, der zuhause das entscheidende Plus an Eigenständigkeit und Komfort bietet. Mit einer Fülle ausgeklügelter Funktionen ermöglicht der Hestia sichere Fortbewegung, bequemes Aufstehen und Hinsetzen sowie sicheren Transport von Mahlzeiten und Gegenständen.



„Mit meinem Hestia komme ich zu Hause selbstständig zurecht und kann all die kleinen Alltagsmomente genießen.“

| Karen



Hestia: Der neue Maßstab für Indoor-Rollatoren

Der TOPRO Hestia ist sofort einsatzbereit – ein Zusammenbau ist nicht nötig. Diese praktischen Details können Sie deshalb sofort nutzen:



Aufstehhilfen – Integrierte, ausziehbare Aufstehgriffe erlauben sicheres Abstützen beim Aufstehen und Hinsetzen. Zum ungehinderten Laufen können die Griffe wieder versenkt werden.




Netzkorb – Hier lassen sich Gegenstände diskret unter dem Tablett verstauen.



Umlaufender Bremshebel – Sicheres und einfaches Bremsen aus verschiedenen Greifpositionen. Integrierte Feststellbremse.



TOPRO ErgoBar – Ergonomisch und höhenverstellbar, erlaubt der durchgängige Handlauf verschiedene Greifpositionen sowie einhändige Bedienung.



Multifunktionales Tablett – es kann vor- und zurückgeschoben werden und dient zur Verwendung als leicht zugänglicher Tisch im Sitzen. Ein Getränkehalter und eine Halterung für Smartphone oder Tablet sind ebenfalls Standard. Pfiffig: Platziert man seine Lautsprecher in der Halterung wird dadurch deren Lautstärke verstärkt!



Einhändig bedienbar – Das Tablett ist mit einem Griff abnehmbar und ausbalanciert, selbst beim Tragen mit einer Hand.



Ankipphilfe – Zum einfachen Überqueren kleiner Erhöhungen (Türschwellen, u. ä.).



Farben und Produktdetails auf Seite 22.



Mehr erfahren
Hestia

TOPRO Pegasus

CARBON FÜR STIL UND KOMFORT



Moderner, schlanker und leichter Carbon-Rollator, der mit seiner Funktionalität und seinem eleganten Design überzeugt. TOPRO Pegasus garantiert höchste Qualität, Sicherheit und Stabilität bei einem Gewicht von nur 6,1 kg*.

Bewährte Funktionen wurden überarbeitet und weiterentwickelt:

- Intuitiv zu bedienende Höheneinstellung der Handgriffe mithilfe einer numerischen Skala.
- Teilweise integrierte Bremskabel und moderne Reflektoren am Rahmen.
- Elegante Einkaufstasche mit einer Position, die eine verbesserte Sicht nach vorne bietet, was die Benutzersicherheit erhöht.
- Einfache Handhabung und Manövrierfähigkeit.
- Reflektoren an der Einkaufstasche und am Rahmen.
- Kugellager in Rädern und Gabeln sowie stoßabsorbierende Reifen sorgen für eine komfortable Fahrt.

Erhältlich in den Farben:

- Weiß
- Stahlblau
- Weinrot – NEU!

Maße, Farben und weitere Produktdetails finden Sie auf Seite 23.



Mehr erfahren
Pegasus

* Gewicht inklusive Einkaufstasche 6,6 kg.

„TOPRO Pegasus stellt einen neuen Trend in der Entwicklung von Mobilitätshilfen dar, bei dem Design, Funktionalität und Sicherheit bahnbrechend kombiniert werden.“



made in Norway



Troja 5G

DAMIT SIE SICH BESSER FÜHLEN

Komfort bei der Handhabung, hohe Stabilität – ganz in der Tradition von TOPRO. Der TOPRO Troja 5G besticht durch modernes, leichtes Design und bietet dabei höchste Qualität und ein sicheres Fahrgefühl.

Details machen den Unterschied – für mehr Benutzerfreundlichkeit und Komfort:

- Intuitiv zu bedienende Höheneinstellung der Handgriffe mithilfe einer numerischen Skala.
- **Stoßabsorbierende Reifen** für sanfte Federung und eine komfortable Fahrt.
- **Abnehmbare Einkaufstasche** mit Reflektoren, Reißverschluss und Schultergurt. Verschließbar und bis 10 kg belastbar. Zwei Innentaschen für kleine Gegenstände.
- **Klingel**, um bei Bedarf auf sich aufmerksam zu machen. Einfach und sicher vom Griff aus zu bedienen.
- Leichte Handhabung und Manövrierfähigkeit dank **Kugellagern** in Gabeln und Rädern.

Maße, Farben und weitere Produktdetails finden Sie auf Seite 18.



Modell M & S in trendigen mattbeschichteten Farben erhältlich:



Mehr erfahren
Troja 5G

„Ich habe jetzt seit einem Jahr einen TOPRO Rollator und er hat mein Leben verändert.“

| Audrey aus England



made in Norway



Olympos ATR (Slim)

DER GELÄNDE-ROLLATOR



Mit großen Vorderrädern und Offroad-Bereifung bietet der Olympos ATR zuverlässige und komfortable Unterstützung auf unebenen Straßen und Kopfsteinpflaster sowie auf unbefestigten Wegen. Die perfekte Wahl für Aktivitäten im Freien. NEU: Nun auch in schmalerer Version.

Innovative Funktionen für maximale Unterstützung:

- **Breiterer Aufbau** für mehr Stabilität beim Gebrauch im Freien.
- **Große stoßabsorbierende Bereifung** ermöglicht eine komfortable Fahrt und sorgt für bessere Manövrierfähigkeit auf unbefestigtem Gelände.
- **Abnehmbare, geräumige, wasserdichte und verschließbare Einkaufstasche.** Bis 15 kg belastbar.
- Intuitiv zu bedienende Höheneinstellung der Handgriffe mithilfe einer **numerischen Skala.**
- Einfaches Fahren und Manövrieren dank **Kugellagern in Gabeln und Rädern.**

Maße, Farben und weitere Produktdetails finden Sie auf Seite 19.

Modell M & S in trendigen mattbeschichteten Farben erhältlich:



Ganz neu am Olympos ATR – Der ergonomische Handgriff (TOPRO ErgoGrip) macht es einfacher und sicherer, aus der Sitzposition aufzustehen.



Olympos ATR

Der Unterschied zwischen Olympos ATR und Olympos ATR Slim


Um die richtige Unterstützung und Körperhaltung zu gewährleisten und die Schultern zu entlasten, ist es wichtig, einen Rollator zu wählen, der mit der individuellen Schulterbreite harmonisiert.

Die Breite zwischen den Rollatorgriffen wirkt sich auf den Winkel zwischen Armen und Oberkörper aus. Ein falscher Winkel kann daher zu Fehlbelastungen führen.

Um einem breiteren Nutzerkreis gerecht zu werden, haben unsere Experten unser Outdoor-Modell daher auch in einer Slim-Variante konzipiert.

Speziell Frauen haben im Durchschnitt eine schmalere Schulterbreite als Männer, weshalb für die meisten – im Sinne einer besseren Unterstützung und Entlastung – der TOPRO Olympos ATR Slim empfohlen wird.

Die Unterschiede in den Abmessungen zwischen den Größen Standard Medium und Slim Medium sind in der Tabelle auf Seite 19 aufgeführt.



Olympos ATR

Olympos ATR Slim

Troja Original

DIE EINFACHE ART DER FORTBEWEGUNG




Der Troja Original ist unser Qualitätsrollator für Einsteiger, der modernes Design, hohe Qualität und wegweisende Funktionen vereint, die die gesamte Rollatorbranche beeinflusst haben. Das klare und moderne Design bietet alle Funktionen, die Sie für einen sicheren und aktiven Alltag benötigen.

Die Funktionalität basiert auf TOPROs hoher und seit Jahren kontinuierlicher Qualität:

- Leicht mit nur 6,8 kg und einem hohen Nutzergewicht von 165 kg.
- Die trendsetzende **Längsfaltung** ist einfach mit einer Hand zu bedienen, indem am Sitzband gezogen wird.
- **Kugellager in Gabeln und Rädern** ermöglichen leichtes Fahren und Manövrieren.
- **Praktisches Einkaufsnetz** für direkten Zugriff auf den Inhalt.
- Erhältlich in drei verschiedenen Größen.
- Einfach zu handhaben und zu bedienen, mit großer Manövrierfähigkeit, die ihn zu einem treuen Begleiter in alltäglichen Situationen macht.
- Skala zur leichteren Einstellung der Handgriffe. Mit verbessertem Sicherungsbügel.

Modell M, S & X in trendigen mattbeschichteten Farben erhältlich:



Maße, Farben und weitere Produktdetails finden Sie auf Seite 20.



Mehr erfahren
Troja Original



made in Norway



Troja Walker²

DER UNTERARMGEHWAGEN MIT ROLLATOR-KOMFORT



Der TOPRO Troja Walker² – ist eine stabile Gehhilfe mit dem Komfort eines Rollators. Seine Unterarmauflagen unterstützen beim aufrechten Gehen und sorgen für eine korrekte Haltung – sehr leicht und praktisch.

- Einfach zu handhabende **Fahr- und Standbremse** – Bedienung mit einem Bremshebel.
- Die trendsetzende **Längsfaltung** ist einfach mit einer Hand zu bedienen, indem am Sitzband gezogen wird. **Leichter Transport, fester Stand auf den Rädern** und platzsparende Aufbewahrung.
- Zum Verstauen können die Handgriffe nach unten in den Holm geschoben werden.
- Die einzigartige **Memoryfunktion** vereinfacht das Wiederfinden der voreingestellten Handgriffhöhe.
- **Kugellager in Gabeln und Rädern** ermöglichen leichtes Fahren und Manövrieren.

- **Kantenabweiser und Ankipphilfe** für sicheres und einfaches Manövrieren.
- **Praktisches Einkaufsnetz** mit direktem Zugriff auf Gegenstände. Bis 5 kg belastbar.
- Skala zur leichteren Einstellung der Handgriffe. Mit verbessertem Sicherungsbügel.
- Erhältlich in drei verschiedenen Größen.

Maße, Farben und weitere Produktdetails finden Sie auf Seite 21.

Model M, S & X erhältlich in:



Troja Neuro

DER WANKREGELUNGSSPEZIALIST



Der TOPRO Troja Neuro hat ein spezielles reversibles Bremssystem. Das garantiert seinen Nutzern zusätzliche Kontrolle und Sicherheit beim Gehen. Die Bremsen sind dauerhaft gebremst, bis die Bremsgriffe betätigt werden.

- Er basiert auf dem bewährten TOPRO Troja Classic und ist mit einem **reversiblen Bremssystem (RBS)** ausgestattet.
- Das RBS bremst den Rollator dauerhaft, ohne die Bremshebel zu betätigen.
- Der Rollator kann **nicht ungewollt wegrollen**, sondern muss zum Gehen aktiv „gestartet“ werden. Zum Fahren werden die **Bremsen gelöst und gehalten**.
- Das **RBS erleichtert die Koordination** bei neurologischen Erkrankungen bzw. altersbedingten Gangbildveränderungen. Auch Sicherheit und Stabilität beim Sitzen auf dem Rollator werden erhöht.
- Auch vergessliche Personen akzeptieren die **intuitive Bedienung der Bremsen** i.d.R. problemlos. Das trägt maßgeblich zur Sturzprävention bei.
- Sicheres Sitzen und Aufstehen mit **automatisch angezogenen Bremsen**.
- Werden die Bremshebel komplett nach unten gedrückt, sind die **Bremsen dauerhaft deaktiviert**. Der Rollator ist so frei beweglich.
- **Ergonomische Handgriffe** für eine korrekte Haltung, verschiedene Greifpositionen und komfortable Armauflagen beim Sitzen (**TOPRO ErgoGrip**). Umgreifen entlastet so die Hände.
- Die einzigartige **Memoryfunktion** vereinfacht das Wiederfinden der voreingestellten Handgriffhöhe.
- **Kleiner Wendekreis** erleichtert die Nutzung in kleinen Räumen (z. B. Bad, Küche).
- **Kantenabweiser und Ankipphilfe** für sicheres und einfaches Manövrieren über Schwellen und Bordsteine.
- Abnehmbares, geräumiges Einkaufsnetz.
- Einfach zu falten, indem am Sitzband gezogen wird. **Fester Stand auf den Rädern** und platzsparend bei Aufbewahrung und Transport.

Maße, Farben und weitere Produktdetails finden Sie auf Seite 18.

Model M & S erhältlich in:



Zubehör für zusätzlichen Komfort



Stockhalter

links oder rechts montierbar

Troja Original / 5G, Olympos ATR (Slim), Hestia – grey: Art.-Nr. 815358
 TOPRO Pegasus: Art.-Nr. 815236
 Troja Neuro: Art.-Nr. 814025
 Olympos: Art.-Nr. 814040
 Odysé: Art.-Nr. 814457



Rückengurt mit Polster

ergonomisch höhenverstellbar.
 In zwei Längen erhältlich.

TOPRO Pegasus, Troja 5G / Neuro, Olympos ATR (Slim), Odysé:
 Kurz 67 cm Art.-Nr. 815270
 Lang 75 cm Art.-Nr. 815272
 Troja Original:
 Kurz 68 cm Art.-Nr. 815271
 Lang 76 cm Art.-Nr. 815273



Tablett, rastet sicher ein, ist leicht abzunehmen und zu reinigen, belastbar bis 5 kg.

TOPRO Pegasus, Troja Original / 5G / Neuro, Odysé: Art.-Nr. 814728
 Olympos ATR M: Art.-Nr. 815212
 Olympos ATR Slim: Art.-Nr. 815363



Antirutsch-Matte für Tablett zum sicheren Transport von Gegenständen.

TOPRO Pegasus, Troja 5G / Original / Neuro, Olympos ATR, Odysé: Art.-Nr. 814059
 Olympos ATR Slim: Art.-Nr. 815832
 Hestia Art.-Nr. 815384



Schirm mit Multifunktionsarm hält Sie bei Regen trocken und schützt Sie auch vor Sonne.

Schwarz Art.-Nr. 814068
 Rot Art.-Nr. 814099

TOPRO Pegasus, Troja 5G / Original / Neuro, Olympos ATR (Slim), Odysé




Einhand-Simultanbremse

links oder rechts montierbar, zur Einhandbedienung der Bremsen.

Art.-Nr. 814026

TOPRO Pegasus, Troja 5G / Original / Neuro, Olympos ATR (Slim), Odysé



LED-Lampe mit Clip und USB-Stecker, für Sicherheit im Dunkeln, aufladbar.

Art.-Nr. 815260

TOPRO Pegasus, Troja 5G / Original / Neuro, Olympos ATR (Slim), Odysé



Gepäcktasche mit einer Hand zu öffnen, nah am Körper, ideal für Wertsachen, bis 3 kg belastbar.

Art.-Nr. 814046

TOPRO Pegasus, Troja 5G / Original / Neuro, Olympos ATR (Slim), Odysé



Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Webseite.

TOPRO Step

DER ROLLATOR FÜR DIE TREPPE

Der Rollator für die Treppe, entworfen und entwickelt von norwegischen Experten.

Dient sowohl beim Hinauf- als auch Hinabgehen als robuste Stütze und läßt Sie in den eigenen vier Wänden aktiv und sicher bleiben.

- Für viele kann eine Treppe mit der Zeit eine Herausforderung im Alltag werden. Mit dem TOPRO Step kann die Treppe aber auch ein praktisches Hilfsmittel sein, um die tägliche Aktivität aufrechtzuerhalten.
- Die Folgen eines Treppensturzes können schwerwiegend sein und viele weigern sich daher, die Treppe zu nutzen, speziell, wenn man auf sich alleine gestellt ist.
- Der neue, mechanische Rollator für die Treppe aus Norwegen besteht aus einem Handlauf und einem Griff, der daran entlang geschoben wird. **Dadurch haben Sie Unterstützung**, bis die nächste Stufe sicher betreten werden kann.
- Indikationen: **Schwindel, Schlaganfall, COPD, Neuropathie** – wir beraten Sie gerne, ob der TOPRO Step für Sie in Frage kommt.
- Kein Stromanschluss nötig. Für **praktisch alle Arten von Treppen geeignet** (auch für schmale Treppen).



Bis zu **4.000 €** Zuschuss bei Pflegegrad*



Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder besuchen Sie unsere Webseite:

Telefon: 0 8141 88 89 39-40
 E-Mail: kontakt@toprostep.de
 Web: toprostep.com/de

made in Norway



* Besteht ein Pflegegrad, ist es möglich, einen Zuschuss von bis zu 4.000 € bei Ihrer Pflegekasse zu beantragen.

Technische Details



Modell	Troja 5G	Troja 5G	Troja Neuro	Troja Neuro
Größe	M (medium)	S (small)	M (medium)	S (small)
Empfohlene Benutzergröße	150–200 cm	135–170 cm	150–200 cm	135–170 cm
Max. Benutzergewicht	150 kg	125 kg	150 kg	125 kg
Max. Zuladung Einkaufstasche / Netzkorb	10 kg / 15 l	10 kg / 15 l	10 kg / 16 l	10 kg / 16 l
Griffhöhe	78–100 cm	69–86 cm	78–100 cm	69–86 cm
Handgriffe	Ergonomisch, vielfältige Greifpositionen (TOPRO ErgoGrip)			
Greifabstand Fahrbremse	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm
Abstand zwischen den Mittelpunkten der Handgriffe	47 cm	47 cm	47 cm	47 cm
Sitzbreite	45,5 cm	45,5 cm	45,5 cm	45,5 cm
Sitzhöhe	63 cm	54 cm	63 cm	54 cm
Wendekreis	84 cm	84 cm	84 cm	84 cm
Größte Höhe	103,5 cm	89,5 cm	103,5 cm	89,5 cm
Größte Breite	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Größte Länge	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
Durchmesser Vorder-/Hinterräder	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Breite Vorder-/Hinterräder	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Länge zusammengeklappt	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
Breite zusammengeklappt	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Höhe zusammengeklappt	79,5 cm	73 cm	80 cm	74 cm
Transportmaße zusammengeklappt (L × B × H)	65 × 24 × 73 cm*	65 × 24 × 66 cm*	65 × 24 × 80 cm	65 × 24 × 74 cm
Produktgewicht (ohne Rädern ¹ und Einkaufstasche ²)	5,6 kg ¹⁺²	5,4 kg ¹⁺²	–	–
Produktgewicht (mit Rädern und Einkaufstasche)	7,8 kg	7,6 kg	7,8 kg	7,4 kg
Einsatzgebiet	Innen- & Außenbereich			
Art.-Nr.	814600 + Art.-Nr.	814601 + Art.-Nr.	814746	814747
HMV-Nummer	10.50.04.1237	10.50.04.1236	keine	keine
Scannen Sie den QR-Code für technische Illustrationen auf unseren Webseiten				
Farboptionen				

*(exkl. Räder und Einkaufstasche)

Technische Details



Modell	Olympos ATR Slim	Olympos ATR	Olympos ATR
Größe	Slim M (medium)	M (medium)	S (small)
Empfohlene Benutzergröße	150–195 cm	150–195 cm	140–170 cm
Max. Benutzergewicht	150 kg	150 kg	150 kg
Max. Zuladung Einkaufstasche	15 kg / 10 l	15 kg / 12 l	15 kg / 10 l
Griffhöhe	76–95,5 cm	76–95,5 cm	69–86,5 cm
Handgriffe	Ergonomisch, vielfältige Greifpositionen (TOPRO ErgoGrip)		
Greifabstand Fahrbremse	7 cm	7 cm	7 cm
Abstand zwischen den Mittelpunkten der Handgriffe	44 cm	49 cm	50 cm
Sitzbreite	40 cm	47 cm	47 cm
Sitzhöhe	60 cm	60 cm	54 cm
Wendekreis	97 cm	97 cm	97 cm
Größte Höhe	99 cm	99 cm	90 cm
Größte Breite	62 cm	68 cm	68 cm
Größte Länge	77 cm	77 cm	77 cm
Durchmesser Vorder-/Hinterräder	28 cm / 23 cm	28 cm / 23 cm	28 cm / 23 cm
Breite Vorder-/Hinterräder	4,2 cm	4,2 cm	4,2 cm
Länge zusammengeklappt	77 cm	77 cm	77 cm
Breite zusammengeklappt	27 cm	27 cm	27 cm
Höhe zusammengeklappt	82 cm	87,5 cm	84 cm
Transportmaße zusammengeklappt (L × B × H)	77 × 27 × 82 cm	77 × 27 × 87,5 cm	77 × 27 × 84 cm
Produktgewicht (ohne Rädern ¹ und Einkaufstasche ²)	–	–	–
Produktgewicht (mit Rädern und Einkaufstasche)	8,3 kg	8,9 kg	8,7 kg
Einsatzgebiet	Außenbereich		
Art.-Nr.	814320 + Art.-Nr.	814300 + Art.-Nr.	814305 + Art.-Nr.
HMV-Nummer	10.50.04.1258	10.50.04.1162	10.50.04.1254
Scannen Sie den QR-Code für technische Illustrationen auf unseren Webseiten			
Farboptionen			

Die Unterschiede in den Abmessungen zwischen den Größen Standard Medium und Slim Medium.

Technische Details



Modell	Troja Original	Troja Original	Troja Original
Größe	M (medium)	S (small)	X (extra small)
Empfohlene Benutzergröße	150–200 cm	130–170 cm	120–160 cm
Max. Benutzergewicht	165 kg	165 kg	130 kg
Max. Zuladung Einkaufsnetz	10 kg / 20 l	10 kg / 20 l	5 kg / 11 l
Griffhöhe	78–100 cm	69–86 cm	64–79 cm
Handgriffe	Anatomisch		
Greifabstand Fahrbremse	6,5 cm	6,5 cm	6,5 cm
Abstand zwischen den Mittelpunkten der Handgriffe	47 cm	47 cm	37 cm
Sitzbreite	45,5 cm	45,5 cm	36 cm
Sitzhöhe	63 cm	54 cm	51 cm
Wendekreis	84 cm	84 cm	79 cm
Größte Höhe	101 cm	87 cm	80 cm
Größte Breite	60 cm	60 cm	51 cm
Größte Länge	65 cm	65 cm	65 cm
Durchmesser Vorder-/Hinterräder	20 cm	20 cm	20 cm
Breite Vorder-/Hinterräder	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Länge zusammengeklappt	65 cm	65 cm	65 cm
Breite zusammengeklappt	24 cm	24 cm	24 cm
Höhe zusammengeklappt	80 cm	74 cm	66 cm
Transportmaße zusammengeklappt (L × B × H)	65 × 24 × 80 cm	65 × 24 × 74 cm	65 × 24 × 65 cm
Produktgewicht (ohne Rädern ¹ und Einkaufstasche ²)	–	–	–
Produktgewicht (mit Rädern und Einkaufstasche)	6,8 kg	6,6 kg	6,1 kg
Einsatzgebiet	Innen- & Außenbereich		
Art.-Nr.	815400 + Art.-Nr.	815410 + Art.-Nr.	815420 + Art.-Nr.
HMV-Nummer	10.50.04.1240	keine	keine

Scannen Sie den QR-Code für technische Illustrationen auf unseren Webseiten



Farboptionen



Technische Details



Modell	Troja Walker ²	Troja Walker ²	Troja Walker ²
Größe	M (medium)	S (small)	X (extra small)
Empfohlene Benutzergröße	150–185 cm	130–170 cm	125–160 cm
Max. Benutzergewicht	135 kg	125 kg	80 kg
Max. Zuladung Einkaufsnetz	5 kg / 20 l	5 kg / 20 l	5 kg / 11 l
Höhe der Armauflagenpunkte	99–114 cm	85–100 cm	81–96 cm
Handgriffe	Rund, Ø 3,5 cm		
Greifabstand Fahrbremse	7,4 cm	7,4 cm	7,4 cm
Abstand zwischen den Mittelpunkten der Handgriffe	45 cm	45 cm	33 cm
Sitzbreite	45,5 cm	45,5 cm	36 cm
Sitzhöhe	63 cm	54 cm	51 cm
Wendekreis	84 cm	84 cm	79 cm
Größte Höhe	124 cm	110 cm	106 cm
Größte Breite	61 cm	61 cm	51 cm
Größte Länge	65 cm	65 cm	65 cm
Durchmesser Vorder-/Hinterräder	20 cm	20 cm	20 cm
Breite Vorder-/Hinterräder	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Länge zusammengeklappt	65 cm	65 cm	65 cm
Breite zusammengeklappt	33 cm	33 cm	33 cm
Höhe zusammengeklappt	102 cm	88 cm	85 cm
Transportmaße zusammengeklappt (L × B × H)	65 × 33 × 102 cm	65 × 33 × 88 cm	65 × 33 × 85 cm
Produktgewicht (ohne Rädern ¹ und Einkaufstasche ²)	–	–	–
Produktgewicht (mit Rädern und Einkaufstasche)	8,9 kg	8,6 kg	8,3 kg
Einsatzgebiet	Innenbereich		
Art.-Nr.	815430	815440	815450
HMV-Nummer	10.46.04.0012	10.46.04.0013	keine

Scannen Sie den QR-Code für technische Illustrationen auf unseren Webseiten



Farboptionen





Model	Hestia
Größe	-
Empfohlene Benutzergröße	156–196 cm
Max. Benutzergewicht	110 kg
Max. Zuladung Aufbewahrungsnetz	5 kg
Handgriffhöhe	81–100 cm
Handgriff	Ergonomisch – vielfältige Greifpositionen (TOPRO ErgoBar)
Greifabstand Fahrbremse	7,5 cm
Abstand zwischen den Mittelpunkten der Handgriffe	37,5 cm
Maximale Zuladung Tablett	5 kg
Höhe Position Tablett	68,3 cm
Tablettgröße	35 × 29 cm
Wendekreis	78 cm
Größte Höhe	100 cm
Größte Breite	55,5 cm
Größte Länge	63 cm
Durchmesser Räder	11,2 cm
Breite Räder	2,4 cm
Länge zusammengefoldet	25 cm
Breite zusammengefoldet	55,5 cm
Höhe zusammengefoldet	88,5 cm
Transportmaße (L × B × H)	25 × 55,5 × 88,5 cm
Produktgewicht	6,9 kg
Einsatzgebiet	Innenbereich
Art.-Nr.	815500 + Art.-Nr.
HMV-Nummer	keine

Scannen Sie den QR-Code für technische Illustrationen auf unseren Webseiten



Farboptionen



Modell	Pegasus
Größe	M (medium)
Empfohlene Benutzergröße	150–200 cm
Max. Benutzergewicht	130 kg
Max. Zuladung Einkaufstasche	10 kg / 15 l
Griffhöhe	78–97,5 cm
Handgriffe	Ergonomisch, vielfältige Greifpositionen (TOPRO ErgoGrip)
Greifabstand Fahrbremse	7 cm
Abstand zwischen den Mittelpunkten der Handgriffe	47 cm
Sitzbreite	43,5 cm
Sitzhöhe	63 cm
Wendekreis	84 cm
Größte Höhe	101 cm
Größte Breite	64 cm
Größte Länge	65 cm
Durchmesser Vorder-/Hinterräder	20 cm
Breite Vorder-/Hinterräder	3,6 cm
Länge zusammengefoldet	65 cm
Breite zusammengefoldet	27 cm
Höhe zusammengefoldet	80,5 cm
Transportmaße (L × B × H)	65 × 27 × 80,5 cm
Produktgewicht (ohne Einkaufstasche)	6,1 kg
Produktgewicht (mit Einkaufstasche)	6,6 kg
Einsatzgebiet	Innen- & Außenbereich
Art.-Nr.	815020 + Art.-Nr.
HMV-Nummer	10.50.04.1242

Scannen Sie den QR-Code für technische Illustrationen auf unseren Webseiten



Farboptionen



Die Zukunft ist jetzt

Entscheiden Sie sich für einen TOPRO Rollator und tragen Sie zu einer nachhaltigen Zukunft bei. Lesen Sie mehr über unseren Beitrag auf topromobility.com

Globale Verantwortung

Nachhaltige Materialien und Herstellung

Saubere Energie

Nachhaltigkeit im Fokus

Wir tragen zu einer nachhaltigen Zukunft bei, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und mehr zur Kreislaufwirtschaft beitragen, indem wir neue Zubehörverpackungen aus leicht zu recycelnden Materialien implementieren.



Premiumrollatoren aus Norwegen

Hersteller:



TOPRO Industri AS

Rambekkevegen 1

2816 Gjøvik

Norwegen

Tel. (+47) 61 13 46 00

info@topromobility.com

www.topromobility.com



Mehr erfahren



topromobility.com



Design und Herstellung in Norwegen.

TOPRO bürgt für höchste Qualität und bietet 7 Jahre Garantie.

Die Auswahl an festem Zubehör für die Rollatoren kann von Land zu Land unterschiedlich sein.

Vertrieb durch:



TOPRO GmbH

Torellstraße 1 (Besuchsadresse, nicht für Waren)

10243 Berlin

Deutschland

Tel: +49 (0) 8141 88 89 39-0

Fax: +49 (0) 8141 88 89 39-22

E-Mail: cs@topro.de

www.topromobility.com



Qualitätssicherungsnormen

DIN-EN ISO 9001 – Qualität

DIN-EN ISO 14001 – Umwelt

DIN-EN ISO 11199-2 – Rollator

DIN-EN ISO 10993-5 – Biokompatibilität

made in Norway



Für Fachhändler: