

 **TOPRO**

# Premiumrollatoren



DE

made in Norway





## Unser Rollator- und Produktportfolio wächst weiter.

In den letzten Jahren hat TOPRO kontinuierlich seine Rollatorpalette aufgefrischt und ausgebaut – der Olympos ATR Geländerollator und der Pegasus Carbon-Rollator sind nur zwei Beispiele. In diesem Jahr freuen wir uns, Ihnen den TOPRO Hestia, unseren neuen Indoor-Rollator vorstellen zu können. Über seine innovativen Funktionen und umfangreiche Ausstattung informieren wir Sie ab Seite 6.

Als Marktführer für zukunftsweisende Mobilitätslösungen bieten wir aber weit mehr: Unser Produktportfolio umfasst mittlerweile Elektromobile und zusätzlich den TOPRO Step, einen wirklich einzigartigen, mechanischen „Rollator“ für Treppen (Treppensteighilfe) – auf unserer Website oder in den

entsprechenden Broschüren finden sie weitere Informationen.

Auf die Entwicklung und Produktion hochwertiger Mobilitätshilfen sind wir seit über 30 Jahren spezialisiert. Wir sind stolz auf das, was wir tun und darauf, dass unsere Produkte den Alltag unserer Kunden im Hier und Jetzt verbessern.

Mit Blick auf die Zukunft spielen neben dem reinen Produktnutzen auch die Umwelt und eine nachhaltige Produktion eine wichtige Rolle. Unser Werk in Norwegen nutzt Wasserkraft und umweltfreundliches Aluminium, um die CO<sub>2</sub>-Bilanz zu optimieren. Verwendet saubere Materialien, die recycelt werden können und so einen positiven Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten.

Wir haben auch ein „Zero Waste“-Prinzip implementiert, um sicherzustellen, dass kein Plastik die Umwelt zum Nachteil zukünftiger Generationen belastet.

Es ist unser erklärtes Ziel, Ihnen durch unsere Produkte das Leben zu erleichtern. Bitte bleiben Sie gesund, aktiv – und in Bewegung!



**Asbjørn Eskild**  
CEO TOPRO Industri AS

## Vorteile der TOPRO Rollator-Familie

Ob Produkt oder Design, seit über 30 Jahren verbessern wir unsere Rollatoren ständig.

Wir sind überzeugt, dass unsere Produkte Ihnen mit durchdachter Funktionalität und modernem Design, gepaart mit hoher Qualität und Sicherheit, einen spürbaren Mehrwert bieten.

### **Einzigartige Memoryfunktion ...**

... in den Handgriffrohren ermöglicht eine einmalige und korrekte Höheneinstellung der Handgriffe, die anschließend einfach wieder abrufbar ist. (Standard bei Troja 5G, Olympos ATR, Troja Original)

### **Einfacher Radwechsel**

TOPROs einzigartiges innenliegendes Bremssystem IBS ermöglicht in Kombination mit dem TOPRO Quick Release den Einsatz verschieden profilierter Räder. (Standard bei TOPRO Pegasus, Troja 5G, Olympos ATR)



### **TOPRO Ergo Grip**

Die ergonomischen Handgriffe sorgen für eine korrekte Haltung, bieten verschiedene Greifpositionen und dienen als komfortable Armauflage beim Sitzen. (Standard bei TOPRO Pegasus, Hestia, Troja 5G, Olympos ATR, Odysseé)

### **Leicht zu falten**

Einfach das Zugband am Sitz nach oben ziehen. Leicht zu transportieren, platzsparend zu verstauen und gut geeignet für enge Passagen.

### **Ankipphilfe und Kantenabweiser**

erleichtern das Überwinden von Schwellen, Bordsteinen und anderen Hindernissen.



### **Der richtige Rollator für Sie:**

Unser Rollator-Berater hilft Ihnen, den passenden Rollator für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden:

Mehr erfahren:





# TOPRO PEGASUS

CARBON FÜRS LEICHTE GEWICHT, TOPRO FÜR QUALITÄT



Moderner, schlanker und leichter Carbon-Rollator, der mit seiner Funktionalität und seinem eleganten Design überzeugt. TOPRO Pegasus garantiert höchste Qualität, Sicherheit und Stabilität bei einem Gewicht von nur 6,1 kg\*.

Bewährte Funktionen wurden überarbeitet und weiterentwickelt:

- Intuitiv zu bedienende Höheneinstellung der Handgriffe mithilfe einer numerischen Skala.
- Teilweise integrierte Bremskabel und moderne Reflektoren am Rahmen.
- Elegante Einkaufstasche mit einer Position, die eine verbesserte Sicht nach vorne bietet, was die Benutzersicherheit erhöht.

- Einfache Handhabung und Manövrierfähigkeit.
- Reflektoren an der Einkaufstasche und am Rahmen.
- Kugellager in Rädern und Gabeln sowie stoßabsorbierende Reifen sorgen für eine komfortable Fahrt.

Maße, Farben und weitere Produktdetails finden Sie auf Seite 18.

Erhältlich in den Farben:



Weiß



Stahlblau



Weinrot – NEU!



Mehr erfahren  
TOPRO Pegasus

\* Gewicht inklusive Einkaufstasche 6,6 kg.

„TOPRO Pegasus stellt einen neuen Trend in der Entwicklung von Mobilitätshilfen dar, bei dem Design, Funktionalität und Sicherheit bahnbrechend kombiniert werden.“



made in Norway





# HESTIA

ZUHAUSE. EIN GUTES GEFÜHL.



Stylischer, platzsparend zusammenfaltbarer Indoor-Rollator, der zuhause das entscheidende Plus an Eigenständigkeit und Komfort bietet. Mit einer Fülle ausgeklügelter Funktionen ermöglicht der Hestia sichere Fortbewegung, bequemes Aufstehen und Hinsetzen sowie sicheren Transport von Mahlzeiten und Gegenständen.

Auf diese innovativen Funktionen können Sie sich freuen:

- **Integrierte, ausziehbare Aufstehgriffe** erlauben sicheres Abstützen beim Aufstehen und Hinsetzen. Zum ungehinderten Laufen können die Griffe wieder versenkt werden.
- **Multifunktionales Tablett** kann mit dem versenkbaren Griff problemlos mit einer Hand abgenommen werden und dient so zum sicheren Transfer von Speisen und Getränken.
- Das **verschiebbare Tablett** kann zur Laufseite hin bewegt werden, so dass man es auch im Sitzen leicht erreichen und als Tisch verwenden kann.
- Ein **Getränkehalter und eine Halterung für Smartphone oder Tablet** sind ebenfalls Standard. Pfiffig: Platziert man ihre Lautsprecher in der Halterung wird deren Lautstärke verstärkt!
- **Handlauf** mit umlaufendem Bremshebel ermöglicht variable Greifpositionen und sichere Handhabung beim Manövrieren des kompakten Hestia.

Erhältlich in:



Silber



Maße, Farben und weitere Produktdetails finden Sie auf Seite 19.



Mehr erfahren  
TOPRO Hestia

„Mit meinem Hestia komme ich zu Hause selbstständig zurecht und kann all die kleinen Alltagsmomente genießen.“

| Karen



made in Norway



# Hestia: Der neue Maßstab für Indoor-Rollatoren

Der TOPRO Hestia ist sofort einsatzbereit – ein Zusammenbau ist nicht nötig.  
Diese praktischen Details können Sie deshalb sofort nutzen:



**TOPRO Ergo Handlauf** – Ergonomisch und höhenverstellbar, erlaubt der durchgängige Handlauf verschiedene Greifpositionen sowie einhändige Bedienung.




**Umlaufender Bremshebel** – Sicheres und einfaches Bremsen aus verschiedenen Greifpositionen. Integrierte Feststellbremse.



**Verschiebbares Tablett** – Das Tablett kann vor- und zurückgeschoben werden und dient zur Verwendung als leicht zugänglicher Tisch im Sitzen. Mit integriertem Getränkehalter.

**Einhändig bedienbar** – Das Tablett ist mit einem Griff abnehmbar und ausbalanciert, selbst beim Tragen mit einer Hand.



**Netzkorb** – Hier lassen sich Gegenstände diskret unter dem Tablett verstauen.



**Aufstehhilfen** – Versenkbare Aufstehgriffe helfen Ihnen beim Aufstehen.



**Ankipphilfe** – Zum einfachen Überqueren kleiner Erhöhungen (Türschwellen, u. ä.)



Der TOPRO Hestia ist ein robuster und gleichzeitig leichter und kompakter Indoor-Rollator, ein leicht zu manövrierender Assistent für Ihr Zuhause. Wenn Sie ihn mal nicht brauchen, lässt er sich einfach mit Tablett zusammenfolden, steht dabei stabil von alleine und ist so platzsparend zu lagern.



# TROJA 5G

DAMIT SIE SICH BESSER FÜHLEN



Komfort bei der Handhabung, hohe Stabilität – ganz in der Tradition von TOPRO.  
Der TOPRO Troja 5G besticht durch modernes, leichtes Design und bietet dabei höchste Qualität und ein sicheres Fahrgefühl.


Details machen den Unterschied – für mehr Benutzerfreundlichkeit und Komfort:

- Intuitiv zu bedienende Höheneinstellung der Handgriffe mithilfe einer numerischen Skala.
- Stoßabsorbierende Reifen für sanfte Federung und eine komfortable Fahrt.
- Abnehmbare Einkaufstasche mit Reflektoren, Reißverschluss und Schultergurt. Verschließbar und bis 10 kg belastbar. Zwei Innentaschen für kleine Gegenstände.

- Klingel, um bei Bedarf auf sich aufmerksam zu machen. Einfach und sicher vom Griff aus zu bedienen.
- Leichte Handhabung und Manövrierfähigkeit dank Kugellagern in Gabeln und Rädern.

Maße, Farben und weitere Produktdetails finden Sie auf Seite 20.

Modelle M & S erhältlich in:



„Ich habe jetzt seit einem Jahr einen TOPRO Rollator und er hat mein Leben verändert.“

| Audrey aus England





# OLYMPPOS ATR

DER GELÄNDE-ROLLATOR




Mit großen Vorderrädern und Offroad-Bereifung bietet der Olympos ATR zuverlässige und komfortable Unterstützung auf unebenen Straßen und Kopfsteinpflaster sowie auf unbefestigten Wegen. Die perfekte Wahl für Aktivitäten im Freien.

## Innovative Funktionen für maximale Unterstützung:

- **Breiterer Aufbau** für mehr Stabilität beim Gebrauch im Freien.
- **Große stoßabsorbierende Bereifung** ermöglicht eine komfortable Fahrt und sorgt für bessere Manövrierfähigkeit auf unbefestigtem Gelände.
- **Abnehmbare geräumige wasserdichte und verschließbare Einkaufstasche.** Bis 15 kg belastbar.
- Intuitiv zu bedienende Höheneinstellung der Handgriffe mithilfe einer numerischen Skala.
- Einfaches Fahren und Manövrieren dank **Kugellagern in Gabeln und Rädern.**

Maße, Farben und weitere Produktdetails finden Sie auf Seite 21.

## Modelle M & S erhältlich in:



Ganz neu am Olympos ATR – Der ergonomische Handgriff (TOPRO Ergo Grip) macht es einfacher und sicherer, aus der Sitzposition aufzustehen.



„Der TOPRO Olympos ATR ist für jeden Untergrund geeignet.“



# TROJA ORIGINAL

DIE EINFACHE ART DER FORTBEWEGUNG



Der Troja Original ist unser Qualitätsrollator für Einsteiger, der modernes Design, hohe Qualität und wegweisende Funktionen vereint, die die gesamte Rollatorbranche beeinflusst haben. Das klare und moderne Design bietet alle Funktionen, die Sie für einen sicheren und aktiven Alltag benötigen.

Die Funktionalität basiert auf TOPROs hoher und seit Jahren kontinuierlicher Qualität:

- **Leicht** mit nur 6,8 kg und einem hohen **Nutzergewicht** von 165 kg.
- Die trendsetzende **Längsfaltung** ist einfach mit einer Hand zu bedienen, indem am Sitzband gezogen wird.
- **Kugellager in Gabeln und Rädern** ermöglichen leichtes Fahren und Manövrieren.
- **Praktisches Einkaufsnetz** für direkten Zugriff auf den Inhalt.

- Erhältlich in drei verschiedenen Größen.
- Einfach zu handhaben und zu bedienen, mit großer Manövrierfähigkeit, die ihn zu einem treuen Begleiter in alltäglichen Situationen macht.
- Skala zur leichteren Einstellung der Handgriffe. Mit verbessertem Sicherungsbügel.

Modell M, S & X erhältlich in:



Silber



Weinrot – NEU!

Maße, Farben und weitere Produktdetails finden Sie auf Seite 22.



Mehr erfahren  
TOPRO Troja Original





## Zubehör – clevere Extras!



**Stockhalter**  
links oder rechts montierbar

Troja Original / 5G,  
Olympos ATR,  
Hestia – grau Art.-Nr. 815358  
TOPRO Pegasus Art.-Nr. 815236  
Olympos Art.-Nr. 814040  
Odysse Art.-Nr. 814457

*TOPRO Pegasus, Troja 5G,  
Olympos ATR, Troja Original,  
Odysse, Troja Neuro, Hestia*



**Tablett**  
rastet sicher ein, ist leicht  
abzunehmen und zu reinigen,  
belastbar bis 5 kg.

TOPRO Pegasus,  
Troja Original / 5G,  
Odysse Art.-Nr. 814728  
Olympos ATR M Art.-Nr. 815212

*TOPRO Pegasus, Troja 5G,  
Olympos ATR, Troja Original,  
Odysse*



**Antirutsch-Matte für Tablett**

Art.-Nr. 814059

*TOPRO Pegasus, Troja 5G,  
Olympos ATR, Troja Original,  
Odysse*



**Gepäcktasche**  
mit einer Hand zu öffnen, nah  
am Körper, ideal für Wertsachen,  
bis 3 kg belastbar.

Art.-Nr. 814046


*TOPRO Pegasus, Troja 5G,  
Olympos ATR, Troja Original,  
Odysse, Troja Neuro*



**Rückengurt mit Polster**  
ergonomisch höhenverstellbar  
je nach bevorzugter Sitzposition.  
In zwei Längen erhältlich.

kurz 67 cm Art.-Nr. 815270  
lang 75 cm Art.-Nr. 815272

*TOPRO Pegasus, Troja 5G, Olympos  
ATR, Odysse, Troja Neuro*



**LED-Lampe mit Clip und  
USB-Stecker**  
für Sicherheit im Dunkeln,  
aufladbar.

Art.-Nr. 815260

*TOPRO Pegasus, Troja 5G,  
Olympos ATR, Troja Original,  
Odysse, Troja Neuro*



**Einhand-Simultanbremse**  
links oder rechts montierbar,  
zur Einhandbedienung der  
Bremsen.

Art.-Nr. 814026

*TOPRO Pegasus, Troja 5G,  
Olympos ATR, Troja Original,  
Odysse, Troja Neuro*



**Offroad-Räder**  
für IBS, stark profilierte PUR-  
Reifen für den Außenbereich.  
Satz mit vier abnehmbaren  
Rädern.

Art.-Nr. 815302

*Troja 5G*



**Rückengurt mit Polster**  
ergonomisch höhenverstellbar  
je nach bevorzugter Sitzposition.  
In zwei Längen erhältlich.

kurz 68 cm Art.-Nr. 815271  
lang 76 cm Art.-Nr. 815273

*Troja Original*



**Schirm mit Multifunktionsarm**  
hält Sie bei Regen trocken und  
schützt Sie auch vor Sonne.


Schwarz Art.-Nr. 814068  
Rot Art.-Nr. 814099

*TOPRO Pegasus, Troja 5G,  
Olympos ATR, Troja Original,  
Odysse, Troja Neuro*



Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Webseite.

## Zubehör – clevere Extras!



**Rollwiderstandssystem (RWS),  
Paar**  
zum Einstellen des Rollwider-  
stands beim Gehen mit dem  
Rollator.

Art.-Nr. 814038

*Troja 5G, Olympos ATR, Odysse,  
Troja Neuro*



**Getränkehalter**  
damit der Durst jederzeit  
gelöscht werden kann (Flasche  
separat verfügbar).

Art.-Nr. 814043

*Troja 5G, Olympos ATR, Troja  
Original, Odysse, Troja Neuro*

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Webseite.



## Technische Daten TOPRO Pegasus



Empfohlene Körpergröße	150–200 cm
Max. Benutzergewicht	130 kg
Max. Zuladung Einkaufstasche	10 kg / 15 l
Griffhöhe	79–97,6 cm
Abstand zwischen den Mittelpunkten der Handgriffe	47 cm
Handgriffe	Ergonomisch, vielfältige Greifpositionen (TOPRO Ergo Grip)
Größte Länge	65 cm
Größte Breite	64 cm
Sitzbreite	43,5 cm
Sitzhöhe	63 cm
Wendekreis	84 cm
Durchmesser Vorder-/Hinterräder	20 cm
Breite Vorder-/Hinterräder	3,6 cm
Greifabstand Fahrbremse	7 cm
Höhe zusammengeklappt	80,3 cm
Breite zusammengeklappt	27,3 cm
Länge zusammengeklappt	65 cm
Transportmaße (L × B × H)	65 × 27,3 × 80,3 cm
Produktgewicht (ohne Einkaufstasche)	6,1 kg
Produktgewicht (mit Einkaufstasche)	6,6 kg
Einsatzgebiet	Innen- & Außenbereich
Art.-Nr.	815020 + Farbcode
HMV-Nummer	10.50.04.1242

Erhältlich in den Farben:



7 Jahre Garantie, ausgenommen Montage – 7 Jahre Ersatzteile kostenfrei bei jährlicher Scheckheftpflege

## Technische Daten TOPRO Hestia



Empfohlene Körpergröße	156–196 cm
Max. Benutzergewicht	110 kg
Max. Zuladung Aufbewahrungsnetz	5 kg
Max. Zuladung Tablett	5 kg
Handgriffhöhe	81–100 cm
Handgriff	Ergonomisch
Greifabstand Fahrbremse	7,5 cm
Abstand zwischen den Mittelpunkten der Handgriffe	37,5 cm
Höhe Position Tablett	68,3 cm
Tablettgröße	35 × 29 cm
Drehdurchmesser	78 cm
Maximale Höhe	100 cm
Maximale Breite	55,5 cm
Maximale Länge	63 cm
Durchmesser Räder	11,2 cm
Breite Räder	2,4 cm
Maß zusammengeklappt (L × B × H)	25 × 55,5 × 88,5 cm
Produktgewicht	6,9 kg
Einsatzgebiet	Innenbereich
Art.-Nr.	815500

Erhältlich in:



7 Jahre Garantie, ausgenommen Montage – 7 Jahre Ersatzteile kostenfrei bei jährlicher Scheckheftpflege



## Technische Daten Troja 5G



Größe	M (medium)	S (small)
<b>Empfohlene Körpergröße</b>	150–200 cm	135–170 cm
<b>Max. Benutzergewicht</b>	165 kg	125 kg
<b>Max. Zuladung Einkaufsnetz</b>	10 kg / 20 l	10 kg / 15 l
<b>Griffhöhe</b>	78–100 cm	71–86 cm
<b>Abstand zwischen den Mittelpunkten der Handgriffe</b>	47 cm	47 cm
<b>Handgriffe</b>	Anatomisch	
<b>Größte Länge</b>	65 cm	65 cm
<b>Größte Breite</b>	60 cm	60 cm
<b>Sitzbreite</b>	45,5 cm	45,5 cm
<b>Sitzhöhe</b>	63,5 cm	54 cm
<b>Wendekreis</b>	84 cm	84 cm
<b>Durchmesser Vorder-/Hinterräder</b>	20 cm	20 cm
<b>Breite Vorder-/Hinterräder</b>	3,6 cm	3,6 cm
<b>Greifabstand Fahrbremse</b>	7 cm	7 cm
<b>Höhe zusammengefoldet</b>	80,5 cm	74 cm
<b>Breite zusammengefoldet</b>	24 cm	24 cm
<b>Länge zusammengefoldet</b>	65 cm	65 cm
<b>Transportmaße (L × B × H)</b>	60 × 24 × 76 cm	60 × 24 × 72 cm
<b>Produktgewicht (mit Rädern und Einkaufsnetz)</b>	5.6 kg	5.4 kg
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- & Außenbereich	
<b>Art.-Nr.</b>	814600 + Farbcode	814601 + Farbcode

Die Modelle M & S sind in trendigen matt beschichteten Farben erhältlich:



7 Jahre Garantie, ausgenommen Montage – 7 Jahre Ersatzteile kostenfrei bei jährlicher Scheckheftpflege

## Technische Daten Olympos ATR



Größe	M (medium)	S (small)
<b>Empfohlene Körpergröße</b>	150–195 cm	140–170 cm
<b>Max. Benutzergewicht</b>	150 kg	150 kg
<b>Max. Zuladung Einkaufstasche</b>	15 kg / 12 l	15 kg / 10 l
<b>Griffhöhe</b>	78,5–94,5 cm	70,5–86,5 cm
<b>Abstand zwischen den Mittelpunkten der Handgriffe</b>	49 cm	50 cm
<b>Handgriffe</b>	Ergonomisch, vielfältige Greifpositionen (TOPRO Ergo Grip)	
<b>Größte Länge</b>	77 cm	77 cm
<b>Größte Breite</b>	68 cm	68 cm
<b>Sitzbreite</b>	47 cm	47 cm
<b>Sitzhöhe</b>	61 cm	54,5 cm
<b>Wendekreis</b>	97 cm	97 cm
<b>Durchmesser Vorder-/Hinterräder</b>	28 cm / 23 cm	28 cm / 23 cm
<b>Breite Vorder-/Hinterräder</b>	4,2 cm	4,2 cm
<b>Greifabstand Fahrbremse</b>	7 cm	7 cm
<b>Höhe zusammengefoldet</b>	87,5 cm	85 cm
<b>Breite zusammengefoldet</b>	27 cm	27 cm
<b>Länge zusammengefoldet</b>	77 cm	77 cm
<b>Transportmaße (L × B × H)</b>	77 × 27 × 87,5 cm	77 × 27 × 85 cm
<b>Produktgewicht (mit Rädern und Einkaufstasche)</b>	8,9 kg	8,7 kg
<b>Einsatzgebiet</b>	Außenbereich	
<b>Art.-Nr.</b>	814300 + Farbcode	814305 + Farbcode
<b>HMV-Nummer</b>	10.50.04.1162	10.50.04.1254

Die Modelle M & S sind in trendigen matt beschichteten Farben erhältlich:



7 Jahre Garantie, ausgenommen Montage – 7 Jahre Ersatzteile kostenfrei bei jährlicher Scheckheftpflege




## Technische Daten Troja Original



Größe	M (medium)	S (small)	X (extra small)
Empfohlene Körpergröße	150–200 cm	135–170 cm	125–160 cm
Max. Benutzergewicht	165 kg	130 kg	80 kg
Max. Zuladung Einkaufsnetz	10 kg / 20 l	10 kg / 20 l	5 kg / 11 l
Griffhöhe	78–100 cm	71–86 cm	67–79 cm
Abstand zwischen den Mittelpunkten der Handgriffe	47 cm	47 cm	37 cm
Handgriffe	Anatomisch		
Größte Länge	65 cm	65 cm	65 cm
Größte Breite	60 cm	60 cm	52 cm
Sitzbreite	45,5 cm	45,5 cm	36 cm
Sitzhöhe	63 cm	55 cm	52 cm
Wendekreis	84 cm	84 cm	79 cm
Durchmesser Vorder-/Hinterräder	20 cm	20 cm	20 cm
Breite Vorder-/Hinterräder	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Greifabstand Fahrbremse	6,5 cm	6,5 cm	6,5 cm
Höhe zusammengefaltet	80 cm	74 cm	65 cm
Breite zusammengefaltet	24 cm	24 cm	24 cm
Länge zusammengefaltet	65 cm	65 cm	65 cm
Transportmaße (L x B x H)	65 x 24 x 80 cm	65 x 24 x 74 cm	65 x 24 x 65 cm
Produktgewicht (mit Rädern und Einkaufsnetz)	6,8 kg	6,6 kg	6,1 kg
Einsatzgebiet	Innen- & Außenbereich		
Art.-Nr.	814750-Farbcode	814770-Farbcode	814740-Farbcode
HMV-Nummer	10.50.04.1240	keine	keine

Die Modelle M, S & X sind in trendigen matt beschichteten Farben erhältlich:



7 Jahre Garantie, ausgenommen Montage – 7 Jahre Ersatzteile kostenfrei bei jährlicher Scheckheftpflege

## Nur bei TOPRO: Ersatzteile kostenlos


7 Jahre lang erhalten Kunden, die einen TOPRO-Rollator gekauft haben, sämtliche Ersatz- und Verschleißteile kostenlos. Einzige Voraussetzung ist eine jährliche Wartung des Rollators im Sanitätshaus. In einem Scheckheft werden die Wartungen dokumentiert – ähnlich wie bei der Scheckheft-Pflege des Autos. Sollte am Rollator etwas defekt oder verschlissen sein, besorgt das Sanitätshaus die kostenlosen Ersatzteile und macht den Rollator wieder fit.

TOPRO ist damit der erste Rollator-Anbieter, der solch einen umfassenden Service bietet. Zusätzlich zu 7 Jahren Garantie auf alle Rollatoren gibt es seit 2017 die Ersatzteile kostenlos. Das gilt auch rückwirkend für Rollatoren, die vor Einführung dieser Regelung gekauft wurden.

Diese Regelung gilt für 7 Jahre ab Kaufdatum und für alle TOPRO Pegasus, TOPRO Troja 5G, TOPRO Olympos ATR, TOPRO Troja Original, TOPRO Troja Neuro, TOPRO Hestia, TOPRO Odysse – auch, wenn sie bereits vor 2020 gekauft wurden.

### Die Vorteile:

- Ihnen entstehen keine Folgekosten durch Ersatz- oder Verschleißteile.
- Ihr TOPRO-Rollator wird auf diese Weise noch hochwertiger und wertvoller.
- Durch die regelmäßige Scheckheft-Wartung ist Ihr Rollator immer technisch einwandfrei und super-sicher.
- Sollte dennoch einmal etwas defekt sein, erhalten Sie die nötigen Ersatzteile schnell und unkompliziert; der Rollator ist in Kürze wieder einsatzbereit.



### Darauf sollten Sie achten:

- Lassen Sie sich beim Kauf Ihres TOPRO-Rollators das Wartungs-Scheckheft aushändigen.
- **Beachten Sie die Wartungsintervalle:** 1 x im Jahr muss Ihr Rollator im teilnehmenden Sanitätshaus durchgecheckt werden und die Wartung im Scheckheft dokumentiert werden.
- Für Rollatoren, die vor 2020 gekauft wurden, gibt es das Wartungs-Scheckheft auf Nachfrage bei Ihrem nächsten Besuch im Sanitätshaus.



## Premiumrollatoren aus Norwegen

### Hersteller:



TOPRO Industri AS  
Rambekkvegen 5  
2816 Gjøvik  
Norwegen  
Tel. (+47) 61 13 46 00  
info@topromobility.com  
www.topromobility.com

### Vertrieb durch:



TOPRO GmbH  
Bahnhofstraße 26 d  
82256 Fürstenfeldbruck  
Tel: +49 (0) 8141 88 89 39-0  
Fax: +49 (0) 8141 88 89 39-22  
E-Mail: cs@topro.de  
www.topromobility.com



Mehr erfahren



topromobility.com

Design und Herstellung in Norwegen.

TOPRO bürgt für höchste Qualität und bietet 7 Jahre Garantie (ohne Montage).

Die Auswahl an festem Zubehör für die Rollatoren kann von Land zu Land unterschiedlich sein.

### Qualitätssicherungsnormen

DIN-EN ISO 9001 – Qualität  
DIN-EN ISO 14001 – Umwelt  
DIN-EN ISO 11199-2 – Rollator  
DIN-EN ISO 10993-5 – Biokompatibilität



made in Norway



Für Fachhändler: