

Ruhe- und Aufstehsessel

Bequem sitzen und liegen –
sicher hinsetzen und aufstehen



CE

Club Ruhe- und Aufstehsessel

Je nach Ausführung können Sie diese Annehmlichkeiten genießen:

- Lordosenstütze für zusätzliche Stabilität beim Sitzen
- magnetische Fernbedienung einfach direkt am Sessel zu befestigen
- mit der Fernbedienung in die Sitz-, Liege- oder Aufstehposition fahren
- Aufstehhilfe in der Armlehne
- verstellbare Kopfstütze
- verstellbare Sitztiefe
- weiche oder feste Polsterung – Sie haben die Wahl



Sturzprophylaxe

- ✓ magnetische Fernbedienung verhindert gefährliche Stürze
- ✓ ein Akku als Zubehör vermeidet Stolperfallen durch herumliegende Kabel

Club1: einfaches Aufstehen, leicht zu bedienen



Club2: schlafen und relaxen in einem Sessel

Club2 Soft: Sessel mit der Extraportion Komfort




Club2 Mobil: der funktionale Sessel

Club3: Entlastung der Beine durch Herz-Waage-Position



Club1: einfache Bedienung mit nur zwei Tasten

Maximale
Liegeposition 

Magnetische Fernbedienung

haftet auf und an der Seite
der Armlehne und seitlich am
Kopfteil – nie mehr nach der
Fernbedienung bücken

Lordosenunterstützung

zusätzliche Stabilität
beim Sitzen



Club1
1.499 €

Einfache Bedienung

mit nur zwei Tasten in alle
Positionen gelangen

Sitztiefeinstellung

individuell anpassbar an
Ihre Beinlänge

Federkernpolsterung

bequem sitzen


Farbvarianten



Microfaser
beige




Webstoff
mittelgrau



- nur zwei Tasten
- einfachste Bedienung

Magnetische Fernbedienung




Sicher aufstehen

Gemütlich entspannen



*GGT steht für Gesellschaft für Gerontechnik; die Prüfsiegel des neutralen, deutschen, gemeinnützigen Kompetenzträgers bestätigen, dass Produkte in Funktion, Nutzerfreundlichkeit, Wartung und Pflege besonders empfehlenswert sind.

Club2: schlafen und relaxen in einem Sessel

Maximale
Liegeposition 

Einstellbare Kopfstütze

mehr Komfort durch
neigbares Kopfteil

Stufenlose Einstellung der Rückenlehne

Sessel stoppt automatisch,
sobald der Knopf der
Fernbedienung
losgelassen wird

Sitztiefeinstellung

individuell anpassbar an
Ihre Beinlänge

Tagesbettfunktion

Mittagsschlaf ohne Wechsel
ins Bett möglich, Seitenteil
verhindert Herausfallen

Separate Steuerung der Fußstütze

Füße hochlegen,
während der Rücken
gerade bleibt

Magnetische Fernbedienung

haftet auf und an der Seite der
Armlehne und seitlich am
Kopfteil – nie mehr nach der
Fernbedienung bücken

Lordosenunterstützung

zusätzliche Stabilität
beim Sitzen


Leichter Positionswechsel


einfaches Verschieben
im Raum dank Rollen




Club2
1.999 €

Farbkombinationen

 Webstoff mittelgrau &
Kunstleder dunkelbraun

 Microfaser beige &
Kunstleder dunkelbraun



- per Knopfdruck zum Tagesbett
- Rückenlehne und Fußteil
separat einstellbar

Sicher aufstehen
und hinsetzen




Separate Steuerung von
Rückenlehne und Fußstütze

Horizontal liegen
wie in einem Bett



Club2 Soft: Schlafsessel mit der Extraportion Komfort

Maximale Liegeposition 

Einstellbare Kopfstütze

mehr Komfort durch neigbares Kopfteil

Stufenlose Einstellung der Rückenlehne

Sessel stoppt automatisch, sobald der Knopf der Fernbedienung losgelassen wird

Tagesbettfunktion

Mittagsschlaf ohne Wechsel ins Bett möglich, Seitenteil verhindert Herausfallen

Magnetische Fernbedienung

haftet seitlich an der Armlehne und am Kopfteil – nie mehr nach der Fernbedienung bücken

Separate Steuerung der Fußstütze

Füße hochlegen, während der Rücken gerade bleibt

Lordosenunterstützung

zusätzliche Stabilität beim Sitzen

Sitztiefeneinstellung

individuell anpassbar an Ihre Beinlänge

Extra soft durch Polster


abnehmbare und anpassbare Kissen – ideal für Personen mit empfindlicher Haut

Club2 Soft
1.999 €

Farbvarianten




Microfaser
beige



Webstoff
mittelgrau

Leichter Positionswechsel

einfaches Verschieben im Raum dank Rollen



- per Knopfdruck zum Tagesbett
- Rückenlehne und Fußteil separat einstellbar

Relaxen Sie im Club2 Soft



Weich und bequem dank extra Polsterung

Vier Räder für leichtes Verschieben



Club2 Mobil: der funktionale Sessel

Inklusive aller Club2-Funktionen

Maximale
Liegeposition



Schiebegriff
erleichtert den Transport
von Personen

Hygienisch
lässt sich wischdesinfizieren und
ist wasserabweisend


Abnehmbare Armlehnen
für den „seitlichen“ Transfer
von Personen vom
Bett/Rollstuhl in den Sessel


Akku als Zubehör
mehr Beweglichkeit im
Wohnbereich, keine
Stolperfälle durch herum-
liegendes Stromkabel


Extra große, stabile Rollen
erleichtern den Transport
von Personen

Club2 Mobil 2.599 €
Club2 Mobil inkl. Akku 2.699 €

Farbkombinationen

 Kunstleder dunkelbraun

 Webstoff mittelgrau &
Kunstleder dunkelbraun



- Lieblingsposition programmierbar
- beleuchtete Tasten
- Rückenlehne und Fußteil separat einstellbar

Feuerresistent nach
BS-Norm 5852 auf
Schaum- und
Bezugstoff

Wischdesinfektion möglich!
Der Club2 Mobil ist in
der Variante Kunstleder
wischdesinfizierbar

Mit Schiebegriff für
einen leichten Transport



Abnehmbare Armlehnen

Einfacher Transfer vom
Rollstuhl in den Sessel



Club3: Ruhe- und Aufstehsessel zur maximalen Entspannung

Maximale
Liegeposition



Einstellbare Kopfstütze

mehr Komfort durch
neigbares Kopfteil

Lordosenunterstützung

zusätzliche Stabilität
beim Sitzen

Herz-Waage-Position

die Position mit den Beinen
oberhalb des Herzens
entlastet Ihre Beine

Magnetische Fernbedienung

haftet auf und an der Seite
der Armlehne und seitlich am
Kopfteil – nie mehr nach der
Fernbedienung bücken

4 Kurzwahltasten

für schnelle Einstellung
der Wunschposition

Geringer Platzbedarf

Aufstellfläche beträgt
nur 150 x 75 cm –
ideal für kleine Wohnungen
und wenig Platz


Stufenlose

Sitzneigungsverstellung

bis zu 108° kippbar

Club3
2.199 €

Farbkombinationen




Webstoff mittelgrau &
Kunstleder dunkelbraun



Microfaser beige &
Kunstleder dunkelbraun

- Lieblingsposition programmierbar
- beleuchtete Tasten
- Rückenlehne und Fußteil separat einstellbar




Relaxen durch Druckentlastung



Aufstehfunktion

Entspannung in der Herz-Waage-Position



Zubehör



Schonbezug-Set

- enthält 1 Bezug für Fußablage und je 1 Bezug für Armlehne links und rechts
- waschbar bis 40°
- erhältlich in den Farben
beige (Art.-Nr. 4058789002674)
mittelgrau (Art.-Nr. 4058789002650)
dunkelbraun (Art.-Nr. 4058789008676)

UVP: 69,00 €*

nicht erhältlich für Club2 Soft



Inkontinenzauflagen-Set

- enthält 2 Auflagen für die Sitzfläche
- kein Verrutschen und einfaches Austauschen dank Klettsystem
- waschbar bis 40°
- schützt mit einer integrierten 100% Nässesperre aus PU-Membran und einer Baumwollschicht, die bis zu 500 ml Flüssigkeit aufnimmt
- erhältlich in den Farben
beige (Art.-Nr. 4058789002940)
mittelgrau (Art.-Nr. 4058789008744)

UVP: 129,00 €*



Lendenkissen

- unterstützt die Lendenwirbelsäule
- auch zur Weichlagerung der Füße und Fersen nutzbar
- erhältlich in den Farben
beige (Art.-Nr. 4058789005101)
mittelgrau (Art.-Nr. 4058789005057)
dunkelbraun (Art.-Nr. 4058789008669)

UVP: 39,00 €*

* alle Preise inkl. MwSt.

Zubehör



Kopfkissen

- Unterstützt die Halswirbelsäule
- Auflegbares Kopfkissen kann individuell dem Nacken angepasst werden
- erhältlich in den Farben
beige (Art.-Nr. 4058789007693)
mittelgrau (Art.-Nr. 4058789007686)
dunkelbraun (Art.-Nr. 4058789008652)

UVP: 49,00 €*



Akku

- zur kabellosen Nutzung des Sessels
- vermeidet Stolperfälle durch herumliegendes Kabel
- mehr Beweglichkeit innerhalb des Wohnbereiches
- (Art.-Nr. 4058789012109)

UVP: 299,00 €*


Kopfkissen als Zubehör



* alle Preise inkl. MwSt.

Der Schwenktisch für alle Club-Sessel

- die perfekte Ablage: hält bis zu 20 kg auf der Tischfläche
- sehr stabil und stützfest: Sie können sich mit bis zu 100 kg auf dem Rohr abstützen
- beim Benutzen der Aufstehfunktion dreht sich der Tisch automatisch zur Seite und kann so den Sessel nicht beschädigen
- mit Hilfe von zwei Ringen am Fuß des Tisches ist die Höhe der Ablage verstellbar
- wird fest am Sessel verschraubt, kann links und rechts montiert werden
- 270° schwenkbar, Schwenkradius 70 cm
- wischdesinfizierbar
- in heller und dunkler Holzoptik erhältlich




Schwenktisch hell
(Art.-Nr. 4058789006955)

UVP: 299 €*



Schwenktisch dunkel
(Art.-Nr. 4058789007013)

UVP: 299 €*



* alle Preise inkl. MwSt.






















Tisch dreht bei der
Aufstehfunktion
automatisch zur Seite



Große Ablagefläche

Fest am Sessel verschraubt



Finden Sie den Sessel, der zu Ihnen passt:		Farbvarianten		Neigung Rückenlehne	Sitzbreite (cm)	Sitzhöhe (cm)	Sitztiefe (cm)	Körpergröße (cm)	Sesselhöhe (cm)	Sesselbreite (cm)	Sessellänge in Ruheposition (cm)	Maximale Belastung (kg)	Aufstellfläche (cm)
Ruhe- und Aufstehsessel	<p>Alle Club Ruhe- und Aufstehsessel können mit einem Akku nachgerüstet werden und haben folgende Funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • magnetische Fernbedienung • haptischer Abstützpunkt in der Armlehne an Ziernaht • Lordosenunterstützung • Aufstehfunktion 												
Club1	<p>Einfachste Bedienung mit nur zwei Tasten. Zusätzliche Funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • super bequem dank Federkern • Sitztiefeinstellung zur Anpassung des Sitzes an Ihre Körpermaße <p>UVP: 1.499,00 € • beige (Art.-Nr. 4058789000052) • mittelgrau (Art.-Nr. 4058789000069)</p>	 Microfaser beige	 Webstoff mittelgrau	133°	55	48	56/61	160-180	112	75	170	150	180x75
Club2	<p>Ideal zum Schlafen und Relaxen. Zusätzliche Funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tagesbettfunktion: horizontales Liegen möglich • einstellbare Kopfstütze • auf 4 Rädern verrollbar • Sitztiefeinstellung zur Anpassung des Sitzes an Ihre Körpermaße • separate Steuerung der Fußstütze <p>UVP: 1.999,00 € • beige (Art.-Nr. 4058789005835) • mittelgrau (Art.-Nr. 4058789004678)</p>	 Webstoff mittelgrau & Kunstleder dunkelbraun	 Microfaser beige & Kunstleder dunkelbraun	166°	55	46	47/51	150-190	121	75	194	150	200x75
Club2 Soft	<p>Noch bequemer durch extra weiche Polsterung, ideal bei dünner und sensibler Haut. Zusätzliche Funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tagesbettfunktion: horizontales Liegen möglich • abnehmbare Polster • auf 4 Rädern verrollbar • Sitztiefeinstellung zur Anpassung des Sitzes an Ihre Körpermaße • separate Steuerung der Fußstütze <p>UVP: 1.999,00 € • beige (Art.-Nr. 4058789001691) • mittelgrau (Art.-Nr. 4058789008393)</p>	 Microfaser beige	 Webstoff mittelgrau	166°	49	50	47/51	150-190	123	75	194	150	200x75
Club2 Mobil	<p>Große Räder und Schiebegriff für den Transport. Zusätzliche Funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tagesbettfunktion: horizontales Liegen möglich • auf 4 Rädern verrollbar und für den Transport von Personen zugelassen • lässt sich wischdesinfizieren und ist wasserabweisend • abnehmbare Armlehnen für den seitlichen Transfer von Personen vom Bett/Rollstuhl in den Sessel • Sitztiefeinstellung zur Anpassung des Sitzes an Ihre Körpermaße <p>UVP: 2.599,00 € • dunkelbraun (Art.-Nr. 4058789011706) • mittelgrau/dunkelbraun (Art.-Nr. 4058789011713)</p>	 Kunstleder dunkelbraun	 Webstoff mittelgrau & Kunstleder dunkelbraun	166°	55	50	47/51	150-190	128	75	190	150	200x75
Club3	<p>Sessel zur maximalen Entspannung. Zusätzliche Funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entlastung der Beine durch Herz-Waage-Position • einstellbare Kopfstütze • Lieblingsposition programmierbar • beleuchtete magnetische Fernbedienung • separate Steuerung der Fußstütze <p>UVP: 2.199,00 € • beige (Art.-Nr. 4058789005866) • mittelgrau (Art.-Nr. 4058789005859)</p>	 Webstoff mittelgrau & Kunstleder dunkelbraun	 Microfaser beige & Kunstleder dunkelbraun	108°	53	50	54	150-190	119	75	151	150	150x75

