

WHILL Model F



Der perfekte Reise-Elektrollstuhl ist hier.

Leicht, zusammenklappbar, manövrierfähig. Das Model F ermöglicht es Ihnen, die Welt mit größerer Mobilität und Unabhängigkeit zu erkunden.

Erleben Sie die gleiche Leistung und intelligente Technologie, für die WHILL bekannt ist, in einem neuen zusammenklappbaren Design.




Zusammenklappbares Design

Das Model F lässt sich problemlos in Bussen, Zügen und Flugzeugen transportieren – oder im Kofferraum eines Autos oder Taxis.*



Wenn das Model F nicht in Gebrauch ist, kann es bequem in einem Schrank oder in einer Ecke des Raums aufbewahrt werden.



* Das Model F darf während des Transports nicht als Sitz verwendet werden.

Die hierin enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt, und wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Leichtbau

Mit einem Gewicht von nur 24 kg ist das Model F einer der leichtesten Elektrorollstühle auf dem heutigen Markt.**



Höchstgeschwindigkeit



Reichweite



Hindernisüberwindung



Wenderadius von 780 mm für enge Kurven

Intelligente Verbindung

Die WHILL-App ermöglicht es Ihnen, wichtige Geräteinformationen abzurufen und das Model F fernzusteuern.



Ferngesteuertes Fahren, Verriegelung/Entriegelung und Verwalten der Geschwindigkeitseinstellungen über die WHILL-Smartphone-App

Fahren mit einem sicheren Gefühl

Nehmen Sie an Aktivitäten teil und genießen Sie Ihre Umgebung in dem Wissen, dass das Model F für Ihre Sicherheit während der Fahrt sorgt.



Sicheres Befahren von Steigungen und Gefällen von 10°



** Das Gewicht beträgt 26,7 kg, wenn der Akku nicht herausgenommen wird. Der Akku wiegt 2,7 kg.

Hinweis: Die Reichweite von 20 km hängt vom Gewicht des Benutzers, der Beschaffenheit der Fahrbahn, dem Gelände, der Umgebungstemperatur, der eingestellten Geschwindigkeit sowie dem Zustand und Ladestand des Akkus ab.

Anpassbarkeit

Wählen Sie aus fünf Farben und einer großen Auswahl an Zubehör, um Ihren persönlichen Stil zu unterstreichen und Ihr Fahrerlebnis zu verbessern.

Farboptionen



- Weiß ● Schwarz ● Hellgrün
- Rot ● Hellblau



Die Steuerung kann links oder rechts positioniert werden.

Zubehör



- Akku Akkuladegerät Beckengurt



- Joystick Korb Stock-Halter

Sonderausstattung



Staubschutzhülle

Technische Daten

Reichweite	Bis zu 20 km	Höchstgeschwindigkeit***	6 km/h
Zusammenklappbar	Ja	Max. Steigung	10°
Wenderadius	780 mm	Hindernisüberwindung	35 mm
Erhältliche Sitzgrößen	18" (45,72 cm)	Abstand zwischen Armlehnen	Anpassbar: 2 Positionen (16", 18" – 40,64 cm, 45,72 cm)
Breite des Fahrzeugs	555 mm / 605 mm	Länge des Fahrzeugs	935 mm (465 mm zusammengeklappt)
Gewicht des Fahrzeugs	26,7 kg	Ladezeit	~ 5 Stunden
App-fähig	Ja, mit Fernsteuerung	Für Flugreisen zugelassen	Ja
Max. Tragfähigkeit	Bis zu 115 kg	Auswechselbare Stützarm-abdeckungen	5 Farben
Akku	Lithium-Ionen (25,3 V, 10 Ah)	Wasserdichtigkeit	IPX4

*** Beim Fahren an steilen Hängen kann sich das Beschleunigungs- und/oder Abbremsverhalten ändern.

WHILL Europe B.V.

Johan Crujff Boulevard 61, 1101 DL, Amsterdam,
Niederlande info@whill-europe.com www.whill.inc

