

KOLJA ELITE



Das Elite Modell der beliebten Kolja Reihe verbindet modernes Design mit einer hohen Reichweite. Da 15 km/h Modell ist der Blickfang der Kolja Familie.

PRIDE[®]
MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST*

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|--|
| Max. Belastbarkeit | 160 kg |
| Max. Geschwindigkeit ¹ | Bis 15 km/h |
| Wendekreis ² | 1395 mm |
| Gesamtlänge ² | 1370 mm |
| Gesamtbreite ² | 670 mm |
| Reichweite ^{1,3} | Bis zu 45 km |
| Räder | 12" Luft-Bereifung |
| Batterie - Farbe White | 50 Ah - Art. Nr.: WU-M4P9-91 |
| Batterie - Farbe White | 75 Ah - Art. Nr.: WU-M4P9-91-A |
| Gesamtgewicht ohne Batterie | 107 kg |
| Farben |  White |

1. Variiert mit dem Benutzergewicht, Geländetyp, Batteriestärke (Ah Auslegung), Batterieladezustand, Batteriezustand und Reifenzustand. Können die Daten dieser Spezifikation um plus (+) 10%, minus (-) 5% abweichen.
2. Aufgrund von Herstellungstoleranzen und der kontinuierlichen Produktverbesserung können die Daten dieser Spezifikation um plus (+) oder minus (-) 3% abweichen.
3. Nach Standard ANSI/RESNA, Elektrorollstuhl Vol. 2 Kapitel 4 & ISO 7176-4 geprüft. Die Ergebnisse wurden durch Kalkulation der Batterispezifikationen und der Leistung des Antriebs-System theoretisch erreicht. Der Test wurde mit maximaler Gewichtskapazität durchgeführt.

HINWEIS: Alle Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Die enthaltene Information ist zur Zeit der Herausgabe aktuell; der Hersteller ist zur ständigen Weiterentwicklung und Verbesserung verpflichtet und behält sich jedoch das Recht vor, ohne Vorankündigung die Spezifikation zu ändern. Die theoretische Reichweite ist unter Testbedingungen in Übereinstimmung mit europäischen Standards berechnet. Die tatsächliche Reichweite im normalen Betrieb hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich des Zustands der Mittel und der Batterien, dem Benutzergewicht, dem korrekten Reifendruck, der Umgebungstemperatur und der Steigung und Beschaffenheit des Weges oder Straße. Abmessungen aufgeführt betreffen nur die Antriebseinheit. Insgesamt Abmessungen werden mit Sitz- und Zubehörauswahl variieren.

Produkteigenschaften

- USB-Port
- Ablagefach an der Lenksäule
- LCD Display
- LED Beleuchtung vorne und hinten
- Optional mit 75 Ah Batterien
- Luftbereifung
- Hupe und Blinkanlage
- Lenksäule stufenlos verstellbar
- Aut. Magnetbremse
- Deltalenker
- SB 50cm Komfortsitz

Zubehör

- Handyhalter
- Getränkehalter
- 1270 mm Beckengurt
- Sauerstoffflaschenhalter
- Korb
- Rückspiegel
- Sicherheitsflagge
- Lagerung unter dem Sitz (Montage erforderlich)
- Gehhilfenhalter
- Wetterschutzhaube
- USB Ladeport
- Cappi Wetterdach



LCD-Display/ Bedienpult