

ALUMINA

Schwerstes Teil nur 9,9kg!

Die Alumina-Reihe bietet die Innovation der Lithium-Ionen-Batterietechnologie in einem leichten Aluminiumrahmen, was sie zum leichtesten und am weitesten reichenden Reisescooter in unserem Sortiment macht.



Lithium-Ion
Batterietechnologie

Erhältlich in

Kohle

Grau



ALUMINA

REICHWEITE 24km

BATTERIEPACK 3,5kg

ALUMINA^{Pro}

REICHWEITE 48km

BATTERIEPACK 5,25kg



LEICHT ZERLEGBAR



SCHNELL LÖSBARE T-
GRIFFSTANGE



SUPERWEICHE
REIFEN UND VOLLE
FEDERUNG



VORDERES LED-LICHT



DOPPELSTEUERUNG
UND WEICHE
HANDGRIFFE



LADEBUCHSE FÜR DEN
LENKER



LANGE FLACHE
BODENWANNE



DREHBARER
GEPOLSTERTER SITZ

ZUBEHÖR



LUFTSICHERES
BATTERIEPACK



UNIVERSAL
DELTA-LENKER



IN-CAR-
LADEGERÄT

MODELL	ALUMINA	ALUMINA ^{Pro}
LÄNGE	104cm	104cm
BREITE	48,5cm	48,5cm
HÖHE	97cm	97cm
GEFALTETE LÄNGE	N/A	N/A
GEFALTETE BREITE	N/A	N/A
GEFALTETE HÖHE	N/A	N/A
SITZBREITE	45cm	45cm
SITZTIEFE	39cm	39cm
VORDERRAD	Solide 19.05cm	Solide 19.05cm
HINTERRAD	Solide 19.05cm	Solide 19.05cm
GESAMTGEWICHT	33kg	35kg
SCHWERSTES TEIL	9,9kg	9,9kg
BATTERIEGEWICHT	3,5kg	5,25kg
MAXIMALES BENUTZERGEWICHT	135kg	135kg
REICHWEITE	24km	48km
GESCHWINDIGKEIT	6kph	6kph
BATTERIE	25,2v 20ah Lithium	25,2v 40ah Lithium
MOTOR	270W	270W
BODENFREIHEIT	5cm	5cm
MAXIMALE STEIGUNG	6 grad	6 grad
WENDEKREIS	125cm	125cm