

# LITHILITE

**48 km**  
Reichweite

**15 kg**  
Schwerster Teil

**150 kg**  
Gewichtsgrenze

Die Lithilite-Reihe bietet die Innovation der Lithium-Batterietechnologie auf einem robusten Stahlrahmen und ist damit der Roller mit der höchsten Gewichtsgrenze und der größten Reichweite in unserem Sortiment.



**Lithium-ion**  
Batterietechnik



T-Bar-Griff mit Schnellverschluss



Superweiche Reifen und Vollfederung



LED-Frontleuchte



Drehbarer gepolsterter Sitz



Pinnenladebuchse



Zwei Bedienelemente und weiche Griffe



Leicht demontierbar

Erhältlich in:



Blau



Sand

+49(0) 4135 - 917 910 9  
motionhealthcare.de

**Motion**

**MD**

# Spezifikationen

	Luft	Standard	Pro
Reichweite	16 km	24 km	48 km
Schwerstes Teil	15 kg	15 kg	15 kg
Höchstgeschwindigkeit	6 kph	6 kph	6 kph
Sitzbreite	45 cm	45 cm	45 cm
Räder	19 cm	19 cm	19 cm
Batterie Wattstunden	240 Wh	480 Wh	960 Wh
Gesamtgewicht	38.3 kg	40 kg	42 kg
Gewicht der Batterie	1.7 kg	3.5 kg	5.25 kg
Gewichtsgrenze	150 kg	150 kg	150 kg
Batterie	10ah	20ah	40ah
Motor	270w	270w	270w
Bodenfreiheit	5 cm	5 cm	5 cm
Maximale Steigung	6°	6°	6°
Wenderadius	125 cm	125 cm	125 cm

## Zubehör



Delta-Lenker



Luftsichere Batterie



Ladegerät im Auto

