

Airium

40 km
Reichweite

13 kg
Schwerster Teil

135 kg
Gewichtsgrenze

Der Airium bietet die Innovation der Lithium-Batterie-Technologie in einem leichten Aluminium-Chassis und ist damit der am leichtesten zu hebende und größte Reisescooter in unserem Sortiment.



Lithium-ion
Batterietechnik



Monoshock-Federung
hinten



Große Räder mit
superweichen Reifen



LED-Frontleuchte



Bequemer Drehsitz



Breite Bodenwanne



Softgrip-Delta-Lenker



Leicht demontierbar

Erhältlich in:



Pflaume



Türkisblau

+49(0) 4135 - 917 910 9
motionhealthcare.de

Motion



Spezifikationen

Reichweite	40 km
Schwerstes Teil	13 kg
Höchstgeschwindigkeit	6 kph
Sitzbreite	46 cm
Räder	22.5 cm
Batterie Wattstunden	793.8 Wh
Gesamtgewicht	47.31 kg
Gewicht der Batterie	7 kg
Gewichtsgrenze	135 kg
Batterie	31.5ah
Motor	250w
Bodenfreiheit	5.2 cm
Maximale Steigung	8°
Wenderadius	145 cm

