

# AIRSCAPE

**16 km**  
Reichweite

**14.5 kg**  
Schwerster Teil

**133 kg**  
Gewichtsgrenze

Der Airscape bietet die Innovation der Lithium-Batterie-Technologie auf einem robusten Stahlrahmen, was ihn zum erschwinglichsten Lithium-Roller in unserem Sortiment macht.



**Lithium-ion**  
Batterietechnik




T-Bar-Griff mit Schnellverschluss



Superweiche Reifen



Luftsicherer Lithium-Akku



Drehbarer gepolsterter Sitz



Lange Bodenwanne



Weicher Griff und zwei Bedienelemente



Leicht demontierbar

Erhältlich in:



Schwarz

+49(0) 4135 - 917 910 9  
motionhealthcare.de

**Motion**

**MD**

# Spezifikationen

Reichweite	16 km
Schwerstes Teil	14.5 kg
Höchstgeschwindigkeit	6 kph
Sitzbreite	43 cm
Räder	19 cm
Batterie Wattstunden	240 Wh
Gesamtgewicht	35 kg
Gewicht der Batterie	1.7 kg
Gewichtsgrenze	133 kg
Batterie	10ah
Motor	270w
Bodenfreiheit	5 cm
Maximale Steigung	6°
Wenderadius	125 cm

## Zubehör



Delta-Lenker



Ladegerät im Auto

