

ALUMINA

48 km
Reichweite

9.9 kg
Schwerster Teil

133 kg
Gewichtsgrenze

Die Alumina-Reihe bietet die Innovation der Lithium-Batterietechnologie in einem leichten Aluminiumrahmen, was ihn zum am leichtesten zu hebenden Roller mit der größten Reichweite in unserem Sortiment macht.



Lithium-ion
Batterietechnik



T-Bar-Griff mit Schnellverschluss



Superweiche Reifen & Vollfederung



LED-Frontleuchte



Drehbarer gepolsterter Sitz



Pinnenladebuchse



Zwei Bedienelemente und weiche Griffe



Leicht demontierbar

Erhältlich in:



Holzkohle



Grau

+49(0) 4135 - 917 910 9
motionhealthcare.de

Motion

MD

Spezifikationen

	Luft	Standard	Pro
Reichweite	16km	24km	48km
Schwerstes Teil	9.9 kg	9.9 kg	9.9 kg
Höchstgeschwindigkeit	6 kph	6 kph	6 kph
Sitzbreite	45 cm	45 cm	45 cm
Räder	19 cm	19 cm	19 cm
Batterie Wattstunden	240 Wh	480 Wh	960 Wh
Gesamtgewicht	31.2 kg	33 kg	35 kg
Gewicht der Batterie	1.7 kg	3.5 kg	5.25 kg
Gewichtsgrenze	135 kg	135 kg	135 kg
Batterie	10ah	20ah	40ah
Motor	270w	270w	270w
Bodenfreiheit	5 cm	5 cm	5 cm
Maximale Steigung	6°	6°	6°
Wenderadius	125 cm	125 cm	125 cm

Zubehör



Delta-Lenker



Luftsichere Batterie



Ladegerät im Auto

