

photon

Bis zu
19 km
Reichweite

17 kg
Gesamtgewicht
ohne Batterie

150 kg
Gewichtsgrenze

Wir stellen den Photon vor:
der ultimative Powerchair aus
Kohlefaser. Leicht, langlebig und
ultra-manövrierfähig. Erleben Sie
unvergleichlichen Komfort und
Freiheit.



Lithium-ion
Batterietechnik



Weiche
Vorderradaufhängung



Stauraum unter den
Sitzen



Einstellbare Anti-Kipp-
Räder



Digitales
Anzeigekontrollsystem



Hochklappbare
Armlehnen



Anti-Flex-Sitzsystem



Lässt sich leicht falten

Erhältlich in:



Schwarz Silber

+49(0) 4135 - 917 910 9
motionhealthcare.de

Motion

MD

Spezifikationen

Reichweite (bis zu)	19 km
Schwerstes Teil	15.8 kg
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Sitzbreite	47 cm
Räder	16.5 / 22 cm
Batterie Wattstunden	288 Wh
Gesamtgewicht (mit Batterie)	19 kg
Gewicht der Batterie	2 kg
Gewichtsgrenze	150 kg
Batterie	24v 12ah Lithium
Motor	250w Bürstenlos
Bodenfreiheit	10 cm
Max. Steigung	13°
Wenderadius	60 cm

