

# photon

Bis zu  
**19 km**  
Reichweite

**17 kg**  
Gesamtgewicht  
ohne Batterie

**150 kg**  
Gewichtsgrenze

Wir stellen den Photon vor:  
der ultimative Powerchair aus  
Kohlefaser. Leicht, langlebig und  
ultra-manövrierfähig. Erleben Sie  
unvergleichlichen Komfort und  
Freiheit.



**Lithium-ion**  
Batterietechnik



Weiche  
Vorderradaufhängung



Stauraum unter den  
Sitzen



Einstellbare Anti-Kipp-  
Räder




Digitales  
Anzeigekontrollsystem



Hochklappbare  
Armlehnen



Anti-Flex-Sitzsystem



Lässt sich leicht falten

Erhältlich in:



Schwarz Silber

+49(0) 4135 - 917 910 9  
motionhealthcare.de

# Motion

# MD

# Spezifikationen

Reichweite (bis zu)	19 km
Schwerstes Teil	15.8 kg
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Sitzbreite	47 cm
Räder	16.5 / 22 cm
Batterie Wattstunden	288 Wh
Gesamtgewicht (mit Batterie)	19 kg
Gewicht der Batterie	2 kg
Gewichtsgrenze	150 kg
Batterie	24v 12ah Lithium
Motor	250w Bürstenlos
Bodenfreiheit	10 cm
Max. Steigung	13°
Wenderadius	60 cm

