

# XCITE

**40 km**  
Reichweite

**12 kph**  
Höchstgeschwindigkeit

**160 kg**  
Gewichtsgrenze

Die Xcite bietet traditionelle AGM-Batterien in Kombination mit ihrem modernen, eleganten und kompakten Design. Perfekt für lange Fahrten.



**Lithium-ion**  
Batterietechnik



Große Reifen



Hohe Bodenfreiheit



Vorder- und Hinterradaufhängung



Front-LED-Leuchten



Großer drehbarer und verschiebbarer Kapitänssitz



Delta-Lenker



Vorderer Korb

Erhältlich in:



Aqua



Bronze

+49(0) 4135 - 917 910 9  
motionhealthcare.de

**Motion**

**MD**

# Spezifikationen

Reichweite	40 km
Schwerstes Teil	N/A
Höchstgeschwindigkeit	12 kph
Sitzbreite	45 cm
Räder	33 cm
Batterie Wattstunden	1200 Wh
Gesamtgewicht	103.8 kg
Gewicht der Batterie	31.6 kg
Gewichtsgrenze	160 kg
Batterie	2 x 50ah AGM
Motor	550w
Bodenfreiheit	14 cm
Maximale Steigung	6°
Wenderadius	160 cm

