

mLite

15 km
Reichweite

19.9 kg
Gesamtgewicht

115 kg
Gewichtsgrenze

Der mLite bietet die Innovation der Lithium-Batterie-Technologie in einem leichten, faltbaren Aluminium-Chassis und ist damit der kompakteste und leichteste faltbare Roller in unserem Sortiment.



Lithium-ion
Batterietechnik



Lässt sich leicht falten



Ausziehbarer Lenker für einfachen manuellen Transport



Verlängerte Fußstützen



Leicht herausnehmbarer Akku



Einfache
Drehstielsteuerung



Superweiche Reifen



Verstellbare Pinne

Erhältlich in:



Rot



Grau

+49(0) 4135 - 917 910 9
motionhealthcare.de

Motion

MD

Spezifikationen

Reichweite	15 km
Schwerstes Teil	17.9kg
Höchstgeschwindigkeit	6 kph
Sitzbreite	34 cm
Räder	16.5 / 22 cm
Batterie Wattstunden	248.4 Wh
Gesamtgewicht	19.9 kg
Gewicht der Batterie	2 kg
Gewichtsgrenze	115 kg
Batterie	24v 10.35ah Lithium
Motor	180w
Bodenfreiheit	2.5 cm
Maximale Steigung	6°
Wenderadius	132.5 cm

Zubehör



Korb



Armlehnen



Reisekoffer

