

Technische Daten:

Länge inkl. Fußplatte und Kippstützen: **94 cm**

Breite Gesamt: **57 cm**

Sitzhöhe Oberkante: **58-72 cm**

Gesamtgewicht: **69.5 kg**

Maximales Benutzergewicht: **136 kg**

Farbe: **weiss**

Sitzgröße: **45 cm breit und 44 cm tief**

Batterien: **2 x 18 Ah**

Ladegerät: **5 Ah**

Wendradius: **66 cm**

Reichweite: **17.7 km**

Zulässige Steigungen: **6 Grad**

Geschwindigkeit: **6 km/h**

PRÄSENTIERT


EXCEL
mobility




EXCEL
mobility


ELCHTEC
BARRIEREFREI . AKTIV . MOBIL .

by **Volaris Deutschland GmbH**

Schlosserstr. 21
D-51789 Lindlar

Tel.: +49 2266 479 43 00

Fax : +49 2266 479 43 01

Email: info@elchtec.de
www.elchtec.de



EXCEL
mobility **E-SMART+**

Ihre neue bequeme Mobilitätslösung

Micro Elektrorollstuhl mit Hubfunktion

Micro Elektrorollstuhl inklusive HUBfunktion...

...mit intelligenter Technik, hoher Praktikabilität und Fahrspaß.

Der Excel E-Smart+ zeichnet sich durch kompakte Maße und eine leichte Bauweise aus. Er läßt sich schnell in 4 Teile zerlegen und ist somit auch ein toller Reisebegleiter.

Aber nicht nur die inneren Werte sind Spitze. Mit seiner Hinteradfederung und seiner Luftbereifung bewegt sich der E-Smart+ auch im Außenbereich äußerst komfortabel.

Ablagemöglichkeiten unter dem Sitz links und rechts helfen im Alltag. Zum einfachen Ein- und Aussteigen ist die Fußplatte hochklappbar!



Zubehör NEU:

Abschwenkbare Joystick Halterung

Komfort Sitz mit Lumbal Kissen

Einfache Bedienung



Wenderadius von nur 66 cm



Sitz in der Höhe anpaßbar



Rücken klappbar



Exklusive Vollfederung



14 cm Lifthöhe
von 58 -72 cm