



City-Scooter

# WHILL Model R

Komfortables Fahren



# Enge Kurven bei höchster Zuverlässigkeit

Das Model R ermöglicht das Fahren auf engstem Raum. Mit einem erstaunlich kleinen Wenderadius und dank des Präzisions-Doppelmotorsystems, bietet das Model R unübertroffenes, komfortables Fahren.



## Handlichkeit und Komfort

Die Flexibilität des Model R erlaubt eine schnelle Demontage bei gleichbleibendem Komfort. Das Model R ist ergonomisch gestaltet und bietet viele einstellbare Details und anpassbare Funktionen, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.



**Urbanes Umfeld erobern:** Bewältigen Sie unwegsame und unebene Untergründe mit Leichtigkeit.



**Schnelle Demontage:** Das Verladen ins Auto dauert weniger als 10 Sekunden.



## Unvergleichliche Stabilität

Das Modell R verfügt über einen einzigartigen Stabilisator für mehr Komfort und Stabilität, in Kombination mit einer Einzelradaufhängung, für ein sanftes Fahrverhalten in jeder Situation.



## Weitere Eigenschaften



**Das große LED-Display** erleichtert die Lesbarkeit.



**Grosse Fussablage** bietet viel Beinfreiheit.



**USB-Typ-C-Anschluss** für Ihre elektronischen Geräte.



**Geräumiger Korb (15 L)** für Ihre persönlichen Sachen und Einkäufe.

## Unterstützende Technologie



**Zweimotoriges System:** Die Motoren können sich in entgegengesetzte Richtungen drehen, sodass der Scooter auf der Stelle präzise Kurven fahren kann.



**Lenkwinkelsensor:** Eine Sicherheitsfunktion, welche die Geschwindigkeit beim Abbiegen automatisch anpasst, um ein optimales und sicheres Fahrerlebnis zu gewährleisten.



**Stabilisator:** Die Integration von Stabilisator und Einzelradaufhängung sorgt für unübertroffene Stabilität, insbesondere in engen Kurven.



**Robuster Rahmen:** Der Hauptrahmen besteht aus hochfestem Aluminium für eine langlebige Leichtbauweise.

## Optimale Nutzung Ihres WHILL

Personalisierte Erfahrung mit der WHILL-App\*

\*Die Verfügbarkeit kann je nach Standort variieren

Schnelle Akku-Lösungen

🕒 Ladedauer 5 Stunden

⚡ Reichweite 17 km

🤝 Entwickelt in Zusammenarbeit mit LG



Auch in einer 3-Rad-Version erhältlich  
Gleiche Laufruhe, noch kleinerer Wenderadius



# Technische Daten

## Leistung

Reichweite bei vollem Akku	Bis zu 17,2 km
Max. Geschwindigkeit*	8 km/h 6 km/h
Bodenfreiheit	55 mm
Hindernisüberwindung	50 mm
Max. Steigung	17%
Wenderadius	970 mm
Tragfähigkeit	147 kg
Für Flugreisen zugelassen	Ja
Wasserbeständigkeit	IPX5
Federung	Vollfederung mit Stabilisator

\*Die Höchstgeschwindigkeit hängt von den örtlichen Vorschriften ab.

## Farbvariationen



○ Iconic White



● Silky Bronze



● Garnet Red



● Lapis Blue



● Racing Green

## Akku und Stromversorgung

Ladezeit	Bis zu 5 Stunden
Akkutyp	Lithium-Ionen

## Größe und Gewicht

Breite des Fahrzeugs	535 mm
Länge des Fahrzeugs	1.160 mm
Höhe des Fahrzeugs	868 mm
Gewicht, komplett montiert	56,8 kg
Erhältliche Sitzgrößen	432 mm
Breite zusammengeklappt	535 mm
Länge zusammengeklappt	1.160 mm
Höhe zusammengeklappt	835 mm
Breite der Sitzbaugruppe	535 mm
Länge der Sitzbaugruppe	488 mm
Höhe der Sitzbaugruppe	318 mm
Breite der Lenkeinheit	535 mm
Länge der Lenkeinheit	287 mm
Höhe der Lenkeinheit	435 mm
Breite der Antriebseinheit	485 mm
Länge der Antriebseinheit	908 mm
Höhe der Antriebseinheit	365 mm
Gewicht des schwersten Teils (Antriebseinheit)	20,9 kg

## WHILL Europe

Johan Cruijff Boulevard 65, 1101 DL, Amsterdam, Niederlande  
eu.info@whill.inc www.whill.inc



- Dieses Gerät wurde entwickelt, um Menschen, die einen Elektrorollstuhl bedienen können, im Freien und in Innenräumen als Mobilitätshilfe zu dienen.
- Dies ist ein Elektrorollstuhl der Klasse A.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als Sitz in einem Auto oder einem anderen Fahrzeug. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät beschädigt wird und sich dadurch ein Unfall ereignet.
- Die Zubehörteile finden Sie auf der Website.