

ello

Der elektrische Rollator.

Mit ello wieder
voll im Leben.

ello

Weil Freiheit unersetzlich ist.

Ihre Freiheit liegt uns am Herzen – denn Ihre persönliche Unabhängigkeit bedeutet so viel mehr als nur die Möglichkeit, sich fortzubewegen. Mit ello können Sie Ihr Leben voller Aktivitäten zusammen mit Ihren Freunden und Familie wieder genießen. Genau wie E-Bikes den Horizont erweitern, eröffnet Ihnen ello eine Welt voller neuer Möglichkeiten

Mit ultimativer Sicherheit, höchstem Komfort und perfektem Design.





ello ist da:

Der wahrscheinlich sicherste elektrische Rollator Europas – mit dem Komfort eines E-Bikes.

Wie wäre es, wieder voll und ganz am Leben teilhaben zu können?
Freunde und Familie jederzeit besuchen, ohne Kompromisse.
Ins Museum gehen und Kunst erleben, mittendrin.
In die Oper zu gehen und den Klang der Musik live zu spüren.



Mit **ello** wird all das wieder möglich.

ello bietet Ihnen eine neue Art von Freiheit und Mobilität:

Sie entscheiden wieder, wohin es geht und ello sorgt für Sicherheit und Komfort auf all Ihren Wegen: jeder Schritt wird sicherer, und Sie gewinnen nicht nur Beweglichkeit, sondern auch aktive Lebensqualität zurück. Mit ello können Sie den Alltag neu erleben, vertraute Orte wiederentdecken und die kleinen und großen Momente des Lebens unbeschwert im Kreise Ihrer Familie und Freunde genießen.

ello ist mehr als ein elektrischer Rollator – er ist ein Begleiter, der hilft, wieder mitten durchs Leben zu gehen. So schenkt ello Ihnen Lebensfreude, Spaß und eine ungeahnte Freiheit.





Ultimative Sicherheit

Sich sicher zu fühlen ist das Wichtigste, um unbeschwert das Leben genießen zu können. ello gibt Ihnen jederzeit Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können – und das nur mit einem einzigen Knopfdruck.

- **ello weicht Ihnen nicht von der Seite**, denn er passt sich immer an die von Ihnen gewünschte Geschwindigkeit an.
- **Er bremst automatisch und gibt sicheren Halt** – auch wenn Sie einmal ins Stolpern kommen sollten.
- **ello ist rundum beleuchtet** und gibt Ihnen Sicherheit durch maximale Sichtbarkeit.
- **ello stoppt bei Stürzen automatisch**, so dass er immer als stützende Hilfe für Sie da ist.



Höchster Komfort

Mit ello müssen Sie über nichts nachdenken. Sie erreichen jederzeit Ihr Ziel - sicher, zuverlässig und komfortabel.

- **ello muss einfach nur eingeschaltet werden,** alles andere läuft dann automatisch.
- **ello passt die Geschwindigkeit Ihrem persönlichen Tempo an,** sodass Sie stets komfortabel und sicher unterwegs sind.
- **ello hilft, Steigungen mühelos zu meistern** und unterstützt Sie auf Ihrem Weg.



Höchster Komfort

- **ello sorgt dafür, dass Sie überall mobil sind**
- egal ob auf Kopfsteinpflaster oder unbefestigten Wegen.
- **ello überwindet Hindernisse einfach per Knopfdruck,**
damit Sie so gut wie nichts aufhalten kann.
- **ello lässt sich schnell zusammenklappen**
und ist leicht zu tragen, damit er immer und überall für Sie da ist.
- **ello verschafft Ihnen mit dem leistungsstarken Akku einen großen Aktionsradius,** um jederzeit alles zu erreichen, was Ihnen wichtig ist.



Perfektes Design

ello ist Ihr modernes Accessoire und komplettiert Ihren perfekten Auftritt – in jeder Situation.

- **ello beeindruckt mit einer zeitgemäßen Farbgebung** und einem organischen Design, das ebenso funktional wie stilvoll ist.
- **ello glänzt mit einem leicht entnehmbaren Einkaufskorb**, sodass Sie Ihre Besorgungen einfach und bequem erledigen können.
- **ello ist aus modernsten Werkstoffen gefertigt**, die für eine sehr hohe Stabilität sorgen und gleichzeitig ein elegantes Aussehen verleihen.
- **ello bietet hervorragende Traktion auf verschiedenen Untergründen** dank seiner großen Räder im zweifarbigen Skinwall-Reifen.

ello – der elektrische Rollator

Design in Deutschland, gefertigt in Europa.

Technische Daten

Rollator-Typ:	Innovativer Rollator mit Elektroantrieb aus Hightech-Glasfaserverbund
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none">• Beleuchtung nach vorne, unten und hinten• zusätzliche Reflektoren• Platzsparend faltbar mit leicht bedienbarer Zuglasche• Einkaufstasche• Akku entnehmbar, im Flugzeug transportierbar und im Gerät wie auch extern aufladbar, hohe Reichweite
Polsterbreite:	400mm
Sitzbreite:	zwischen den Rahmen 440mm
Gesamtbreite vorne:	591 mm
Gesamtbreite hinten:	641 mm
Sitzhöhen:	553 mm und 620 mm
Gesamttiefe:	727 mm
Bereifung:	PU, vorne 11 Zoll
Faltmaß:	Breite 357 mm Höhe 833,5 mm
Max. Belastbarkeit Tasche:	5 kg
Gewicht:	ca. 11,5 kg inkl. Akku



Änderungen vorbehalten. Stand: August 2024

Wir sind gern für Sie da:

VOSS healthcare GmbH
Jülicher Straße 306, 52070 Aachen
Telefon: 02 41/51 00 56 22
info@voss-healthcare.net

ello
by VOSS healthcare